

発注台帳

平成30年8月発行

オーラルケア

ハミガキ、ハブラシ、口中剤、 デンタル用品、義歯用品 他

シャンプー・リンス

男性化粧品

育毛剤、メンズケア、男性化粧品

石鹸・ボディケア

化粧石鹸、ハンドソープ、ボディソープ 他

制汗デオドラント

ו על וני לו ולניו

衣料用洗剤

ヘビー洗剤、オシャレ着ケア、プレケア

仕上げ剤

衣料用漂白剤、柔軟剤、アフターケア

台所関連品

食器野菜用洗剤、クレンザー、 除菌剤 他

住居用洗剤

清潔キーブ剤、レンジまわり用、 おふろ用、トイレ用 他

調理関連品

調理用品、食品保存用品

ECO 1 FIRST

暮らし、まいにち、エコ。



ライオン製品カタログ

LION PRODUCTS CATALOGUE

0

【著作権保護のお願い】-

クリニカKid's ジェルハミガキ・ハミガキ・ハブラシ・デンタルリンス、プラチアス、PLALA 〈ディズニーキャラクター〉、ライオンこどもハミガキ・ハブラシ・ハミガキハブラシセット〈アンパンマンキャラクター、まめゴマキャラクター、妖怪ウォッチキャラクター〉ドラゴンボール超キャラクター〉


上記商品について、キャラクターの著作権保護のため、以下の内容を厳守してい ただきますようお願い致します。


- ①日本国内での販売を許可された商品ですので、日本国外への輸出はできません。
- ②名入れ加工、景品としての配布、他の商品とのセット加工はできません。
- ③広告、チラシ等の販促物を作成する場合は事前に承認が必要です。
 - ① New 印は、平成30年秋季の新製品・改良品です。
 - ② JANコード、ITFコード欄の **W** 印は新JANコードです。
 - ③ JANコード、ITFコード欄の青字は新ITFコードです。
 - ④ 当価格の表示価格は、消費税抜きの価格です。
 - ⑤ MH 印は、メディカルヘルスケア商品です。

当社の外装の「高さ・巾・奥行」についての考え方

● 通常梱の場合…梱入数表示 ○○







	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	梱入数 (コ・本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	OF ENDINE	ホワイト&ホワイト ライオン 150g 医薬部外品	オーブンブライス	80	W & W 1 5 0 3 7 213 × 44 × 35 174g 228 × 72 × 218 1.76kg 465 × 238 × 302 14.5kg	4 903301 186403 24903301186407 14903301186400	歯を白くして、健康な歯を保つハミガキ ●歯を白くする「ホワイトクレンジング成分」配合。 ●「フッ素」が歯質を強くし、ムシ歯を予防します。 ●すっきり爽快なミント香味です。
	g 700	クリニカアドバンテージ ハミガキ クールミント 30g 医薬部外品	オープンプライス	200	2 1 1 1 2 2 32 × 24	4 903301 147831 24903301147835 14903301147838	「予防歯科」のためのトータ ルケア処方。 3つのボイント(フッ素: 殺 菌:歯垢除去)を1本で実践 できる薬用ハミガキ ●高濃度フッ素(1450ppm)配
		クリニカアドバンテージ ハミガキ クールミント タテ型 130g 医薬部外品	オーブン ブライス	60	クリニカADクール 60×161×38 142g 209×185×95 1.50kg 440×209×302 9.6kg	4 903301 241430 64903301241432 54903301241435	合。 ●独自の「高密着フッ素処方」で エナメル質の修復を促進し、 ムシ歯の発生と進行を妨ぎます。 ●歯垢を分解・除去する「酵素」
		クリニカアドバンテージ ハミガキ シトラスミント タテ型 130g 医薬部外品	オープンプライス	60	クリニカADシトラス 60×161×38 142g 209×185×95 1.50kg 440×209×302 9.6kg	4 903301 241447 64903301241449 54903301241442	と、さらに歯垢を落としやすくする「TDS・1」配合。 「LSS・2」が原因菌を殺菌し、ムシ歯・ロ臭を予防します。 「TPP・3」が歯石の沈着を防ぎます。 清涼感のある「クールミント」 爽やかな「シトラスミント」
	7927	クリニカアドバンテージ ハミガキ ソフトミント タテ型 130g 医薬部外品	オープンプライス	60	5 U = 5 A D V 7 F 60 × 161 × 38 142g 209 × 185 × 95 1.50kg 440 × 209 × 302 9.6kg	4 903301 241454 64903301241456 54903301241459	ずっきりやさしい「ソフトミント」の3香味。 *1:テトラデセンスルホン酸Na *2:ラウロイルサルコシンNa *3:ボリリン酸Na
	● Lon 無数寝中に	クリニカアドバンテージ コートジェル 60g 医薬部外品	オープンプライス	48	2 U = D A D D 1 T JU 84×175×33 81g 260×183×74 0.57kg 540×211×316 5.2kg	4 903301 260745 24903301260749 14903301260742	おやすみ前のご使用で、フッ素が翌朝までとどまって、就寝中に歯を強くするムシ歯予防"フッ素(1450pm)配合。 ● 額濃度フッ素(1450pm)配合。 ● 独自処方のジェルが歯の表面を
ハミガキ	eticator						くまなくコーティング。「フッ素」が翌朝までしっかりとどまります。 ・ 就寝中に、「フッ素」がエナメル質の修復(再石灰化)を促進。歯質を強化し、ムシ歯の発生と進行を防ぎます。 ・ 殺菌成分CPC(塩化セチルビリ
羊							ジニウムが口臭・歯肉炎を防ぎ、 お口のネバつきも抑えます。 ● すきやすい低発泡、研磨剤無 配合のジェルです。 ● すっきりやさしいミントの香 味。
	77.EN 47.E	クリニカ ハミガキ マイルドミント 30g 医薬部外品	オープンプライス	200	2 リニカM30 122× 32× 24 41g 165× 50× 125 0.42kg 350× 270× 269 9.3kg	4 903301 182900 64903301182902 54903301182905	「フッ素」が長く留まって、 ムシ歯の発生と進行を防 ぐ薬用ハミガキ ●独自の「高空ランッ素処方」 で、エナメル質の修復を促進 し、ムシ歯の発生と進行を防
		クリニカ ハミガキ マイルドミント タテ型 130g 医薬部外品	オープンプライス	60	2 リニカMタテ 60×161×38 142g 209×167×95 1.50kg 440×195×302 9.6kg	4 903301 205623 44903301205621 34903301205624	できます。 ● 歯垢を落としやすくする歯垢分散成分「TDS*1」配合。 ● 辛さを抑えた「マイルドミント」と、爽快な「フレッシュミ
		クリニカ ハミガキ フレッシュミント タテ型 130g 医薬部外品	オーブン ブライス	60	クリニカドタテ 60×161×38 142g 209×167×95 1.50kg 440×195×302 9.6kg	4 903301 205647 44903301205645 34903301205648	ント」の2香味。 * 1:テトラデセンスルホン酸Na
	702h == =	クリニカ ハミガキ マイルドミント ヨコ型 130g 医薬部外品	オープンプライス	80	213 × 44 × 35 154g 228 × 72 × 218 1.56kg 465 × 238 × 302 12.9kg	4 903301 205630 44903301205638 34903301205631	
	77.h 77.h 78.8001 200.001 78.8001 200.001 78.8001 200.001 78.8001 200.001	クリニカエナメルバール ホワイトフローラルミント 130g 医薬部外品	オーブンプライス	60	2 リニカEP WF 60×161×38 142g 209×185×95 1.50kg 440×209×302 9.6kg	4 903301 205753 44903301205751 34903301205754	独自の"エナメルケア処方" で強く、輝く白い歯に導 く薬用ハミガキ ●独自の"エナメルケア処方" Step①:「大小のWスクラブ」 がステイン(着色汚れ)を徹底
		クリニカエナメルパール フレッシュシトラスミント 130g 医薬部外品	オープンプライス	60	2 U = D E P F S 60 × 161 × 38 142g 209 × 185 × 95 1.50kg 440 × 209 × 302 9.6kg	4 903301 205760 44903301205768 34903301205761	除去し、「デキストラナーゼ酵素」が歯垢を分解・除去します。 Step②:「薬用フルオライド (フッ素)」がエナメル質の結 最密度を高めてムシ歯を予防 します。 Step(③:「ステインバリア成
							分」がステインクーの目付着を抑制し、歯の美しさを保ちます。 ●清潔感のあるホワイトフローラルミントと変やかなフレッシュシトラスミントの2香味です。

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	梱入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	dina dina	クリニカ Kid'sジェルハミガキ いちご 60g 医薬部外品	オープンプライス	60	9 U K I D D * X I D 52 × 149 × 33 70g 193 × 158 × 86 0.77kg 403 × 186 × 282 5.1kg	4979"5240 20000049795244 10000049795247	歯みがきデビューや仕上げ みがきに適したムシ歯予防 ジェルハミガキ ●「フッ素」が歯質を強化し、ムシ歯を 予防します。 ●「フッ素」以外は"食品使用成分"と 同様の成分で処方されています。
	©Disney	クリニカ Kid'sジェルハミガキ グレープ 60g 医薬部外品	オープンプライス	60	D J K I D D * I D G 52 × 149 × 33 70g 193 × 158 × 86 0.77kg 403 × 186 × 282 5.1kg	4979 5936 60000049795938 50000049795931	●低発泡の透明ジェルで、お口の中が 見えやすい。 ●研磨測無配合。 ●人気のグレーブ香味、いちご香味。 ※表紙内側頁にある著作権保護の 注息表示をご覧下さい。
		クリニカ Kid'sハミガキ いちご 60g 医薬部外品	オープンプライス	60	5 U K I D N E I 52 X 135 X 33 69g 192 X 141 X 88 0.77kg 403 X 170 X 282 5.0kg	4 903301 231134 44903301231132 34903301231135	乳歯や生え替わった永久歯のムシ歯を予防する「フッ素」+「酵素」配合の子ども向け薬用ハミガキ・「フッ素」が歯質を強化し、ムシ歯を予防します。
	20 min	クリニカ Kid'sハミガキ グレープ 60g 医薬部外品	オープンプライス	60	D U K I D N E G 52 × 135 × 33 69g 192 × 141 × 88 0.77kg 403 × 170 × 282 5.0kg	4 903301 093565 44903301093563 34903301093566	●「デキストラナーゼ酵素」が歯 垢を化学的に分解・除去しま す。 ●歯垢除去効果を高める「清掃 スクラブ」配合。 ●キシリトール(天然素材甘味
	©Disney	クリニカ Kid'sハミガキ ピーチ 60g 医薬部外品	オープンプライス	60	2 3 4 1 0 1 0 1 0 <td>4 903301 099239 44903301099237 34903301099230</td> <td>(利)配合。 ③子どもに人気の3つのフルー ツ香味をラインアップ。 ※表紙内側頁にある著作権保護の 注意表示をご覧下さい。</td>	4 903301 099239 44903301099237 34903301099230	(利)配合。 ③子どもに人気の3つのフルー ツ香味をラインアップ。 ※表紙内側頁にある著作権保護の 注意表示をご覧下さい。
	XYLI DENT	キシリデントライオン 120g 医薬部外品	オープンプライス	60	#\frac{1}{2}\frac{1}{2	4 903301 762522 44903301762520 34903301762523	キシリトールとフッ素をダブル配合したムシ歯の発生と進行を防ぐハミガキ ●お口のすみずみまで広がるソフトペースト。 ●子ども用はぶどう香味です。
	192772- 102772- 1028-0	キシリデントライオン こども 60g 医薬部外品	オープンプライス	60	#\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\f	4 903301 794387 64903301794389 54903301794382	0 5 C 01310-31.C 7 E 41.C 7 s
11	©やなせたかし/フレーベル数・TMS・NTV	ライオンこども ハミガキ いちご(アンパンマン) 40g 医薬部外品	オーブンプライス	120	3	4979 5301 40000049795309 30000049795302	子どもが楽しく歯みがきできる、ムシ歯予防ハミガキ ●フッ素が、「酸」に負けない強い歯をつくり、ムシ歯を予防します。
ミガキ		ライオンこども ハミガキ メロン(アンパンマン) 40g 医薬部外品	オーブンプライス	120	□ F * E X □ V 4 0 42 × 125 × 27 47g 176 × 131 × 82 0.55kg 520 × 160 × 370 7.1kg	4979 5318 4000049795316 30000049795319	● 幼児を中心に人気の高い「アンパンマン」をバッケージに デザイン。 ● 子どもに人気の「イチゴ」と 「メロン」の2つの香味です。
							※表紙内側頁にある著作権保護の 注意表示をご覧下さい。
	3 3 3	デンタークリアMAX スペアミント 140g 医薬部外品	オープンプライス	80	DRAN	4 903301 186465 44903301 186463 34903301 186466	クリーニングパウダー※ で歯垢除去 お口すっきり!歯をツル ツルに仕上げるハミガキ ●薬用成分[モノフルオロリ
		デンタークリアMAX スペアミント タテ型 140g 医薬部外品	オープンプライス	60	DRZN° 7M97 60×161×38 152g 209×167×94 1.60kg 440×195×302 10.2kg	4 903301 186441 44903301186449 34903301186442	ン酸ナトリウム(フッ素)] がムシ歯の発生と進行を防 ぎます。 ●薬用成分「イブシロン-アミ ノカブロン酸」が口臭・歯肉 炎を防ぎます。
		デンタークリアMAX スーパークール タテ型 140g 医薬部外品	オープンプライス	60	D R Z - N * - C 9 7 60 × 161 × 38 152g 209 × 167 × 94 1.60kg 440 × 195 × 302 10.2kg	4 903301 186458 44903301186456 34903301186459	※重質炭酸カルシウム
	*	デンタークリアMAX ナチュラルミント タテ型 140g 医薬部外品	オープンプライス	60	D R F F J 5 N M 5 F 60 × 161 × 38 152g 209 × 167 × 94 1.60kg 440 × 195 × 302 10.2kg	4 903301 186427 64903301186429 54903301186422	
	ACTUAL AC	デンター 塩つぶと生薬ライオン 180g 医薬部外品	オープンプライス	60	D R D 7 1 8 0 207g 213 × 44 × 35 207g 228 × 72 × 218 2.08kg 470 × 238 × 235 13.0kg	4 903301 563440 24903301563444 14903301563447	歯ぐきをひきしめ、 歯周病を防ぐ薬用/\ミガキ ●「塩つぶ」と「生薬」の収れん 効果で歯ぐきをひきしめま す。
	APTEOROR						●歯周病による歯ぐきのハレ・出血を防ぎます。

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (二)(税抜)	梱入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	CCC I	デンターシステマ ハミガキ タテ型 130g 医薬部外品	オーブン ブライス	60	システマタテ 130 60×161×38 142g 209×167×95 1.50kg 440×195×302 9.6kg	4 903301 325321 64903301325323 54903301325326	●薬用成分イプシロン-アミノカ プロン酸が歯ぐきの炎症を抑え て歯周病を予防します。●フッ素配合。
	DATE OF THE PARTY	システマ EXハミガキ メディカルクール 30g 医薬部外品	オーブンプライス	200	システマEXC30 32×122×24 41g 125×50×165 0.40kg 350×270×269 9.2kg	4 903301 101765 84903301101761 74903301101764	・ 楽用成分 IPMP か国間ホケットにひて
	DXIDA	システマ EX/\ミガキ メディカルクール 130g 医薬部外品 システマ	オープンプライス	60	≥ X F Y E X C 1 3 O 60 × 161 × 38 142g 209 × 183 × 95 1.50kg 440 × 209 × 302 9.6kg ≥ X F Y E X H 1 3 O	4 903301 268871 24903301268875 14903301268878	10001 3 13 0311111111111111111111111111
	New 10月自然切替	EXハミガキ エクストラハーブ 130g 医薬部外品 システマ	オープンプライス	60	60×161×38 142g 209×183×95 1.50kg 440×209×302 9.6kg シスHPハミカ*キ	4 903301 268925 24903301268929 14903301268922	● 爽快なすっきり感の「メディカル クールミント」音味とこだわりのあ るさっぱり感の「エクストラハーブ ミント」音味の2タイプ。 歯ぐきのおとろえが気になる 方に。歯ぐき細胞を活性化し て歯周病を防ぐ薬用ハミガキ
	DESCRIPTION DESCR	ハグキプラス ハミガキ 90g 医薬部外品	オープンプライス	60	161 × 44 × 38 114g 164 × 78 × 228 1.15kg 470 × 190 × 254 7.4kg	4 903301 216803 44903301216801 34903301216804	で歯周病を防ぐ薬用ハミガキ ●組織修復作用(アラントイン): 歯ぐき 細胞を活性化した歯ぐき組織を修復。 ●抗災症作用(トラネキサム酸): 歯ぐき のハル・出血を抑えます。 ●浸透殺菌(IPMP): 歯ぐき組織を壊す 歯周ボケットの奥の歯周隔菌を浸透 殺菌。 ■高収収処方: 薬用成分が歯ぐきに吸収されやすく効果的に働く処方です。
А	New 10月自然切替	システマ ハグキプラスS ハミガキ	オープンプライス	60	シスHPSハミカ* キ 161× 44× 38 119g 164× 78×228 1.20kg	4 903301 231073 24903301231077	●高濃度フッ素1450ppm配合。 ●歯ぐきをじっくりケアできるやさしい使用感メディカルハーブミント音味。 歯ぐきのおとろえやしみる歯が気になる方に。歯周病を防ぎ、知覚過敏をケアする薬用ハミガキ ●イオンパリア効果:知覚過敏症状を予防。 ●歯ぐき活性化作用(ビタミン氏):血行を
ミガキ	METERS OF THE STATE OF THE STAT	959 医薬部外品			470 × 190 × 254 7.7kg	14903301231070	促進し、歯ぐきを活性化。 参選務略(PMP):歯ぐき組織を壊す歯 周ボケットの奥の歯周病菌を浸透殺菌。 ●抗災症作用トトラネキサム酸):歯ぐきの ハし、出血を抑えます。 ●高収収処方: 薬用成分が歯ぐきに吸収されわずる効果的に働く処方です。 ●高渡度フッ素1450ppm配合。 ●歯ぐきをじつくりケアできるやさしい 使用感、マイルドハーブミント音は、
20	New 10月 Token // 7+7/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/	システマ ハグキプラスW ハミガキ 95g 医薬部外品	オープンプライス	60	≥ Z H P W /N ≥ D* ≠ 161 × 44 × 38 119g 164 × 78 × 228 1.20kg 470 × 190 × 254 7.7kg	4 903301 231097 74903301231096 64903301231099	歯ぐきのおとろえや着色汚れが気になる方に、歯周病を防ぎ、やさしくホワイトニングする薬用ハミガキ。マイルドクレンジング処方:着色汚れを浮かせて落とす。 ・歯ぐきを指性化作用(ピタミンE):血行を促進し、歯ぐきを活性化。 ・過激誘致値(PMP):歯ぐき組織を壊す歯周ボクットの奥の歯周病菌を浸透致菌。 ・のが、近年作用、ドラネキサム酸):歯ぐきのハル、出ぬを抑えます。
		システマ			シスHPシ゛エル		●高級収処が、業用成分が働ぐきに吸収されやすく数果的に傷く処定です。 ●高濃度フッ素1450ppm配合。 ●歯できをじっく的ケアできるやさしい使用感。ホワイトハーブミント音味。 おやすみ前のご使用で、就寝中に横ぐきの抵抗力を高めて歯周病
	A Section 1 Transaction 1 Tr	ハグキプラス ナイトケアジェル 60g 医薬部外品	プライス	48	84 × 175 × 33 81g 260 × 183 × 74 0.60kg 540 × 211 × 316 5.2kg	4 903301 248880 44903301248888 34903301248881	を防ぐ、ナイトケアジェル ■高層限分で、薬用吸分が愛情まで値ぐき にとどまり、じっくり効く。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	7 (1-77 S.S.)	ハイテクト生薬の恵み ひきしめハーブ香味	オープンプライス	60	H T ショウヤクH H 147× 44× 38 115g	4 903301 194217	の側線菌を殺菌。 ●低発剤・研磨剤無配合なので、歯ぐきをやさしくじっくりやアできる。 ●刺激を抑えたメディカルハーフェントの画味。 歯ぐきの炎症をおさえ、歯 槽膿漏を防ぐ。6つの天然植物由来成分配合の薬用ハミ ガキ
	THE WOOL	90g 医薬部外品 ハイテクト生薬の恵み さわやかハーブ香味 90g	オープンプライス	60	150 × 78 × 228 1.16kg 470 × 176 × 254 7.3kg H T ショウヤクS H 147 × 44 × 38 115g 150 × 78 × 228 1.16kg	24903301194211 14903301194214 4 903301194224 24903301194228	●オウバク由来薬用成分が歯ぐきを ギュッとひきしめ、カンゾウ由来 薬用成分が歯ぐきの腫れを防ぎ、 歯槽膿漏を予防します。 ●天然植物由来の2つの収れん成分 (ローズマリーエキス・セージエキ ス・オウゴンエキス)配合。
	100 (100)	医薬部外品			470 × 176 × 254 7.3kg	14903301194221	●薬用アミノ酸(トラネキサム酸)が 歯ぐきの出血を防ぎ、血流促進成 分(ビタミンE)が値ぐきに浸透、 血の巡りを促進して歯肉を活性化 し、歯槽線漏を予防します。 ●キリッとした実感のあるひきしめ ハーブ香味、すっきり実感のある さわやかハーブ香味の道べる2番 味です。

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	梱入数(コ・本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	New 99 ANACAN HISTORY OF THE PROPERTY OF THE P	デントヘルス 薬用ハミガキSP 30g _{医薬部外品}	462円	200	7 V H S P 3 0 32 × 122 × 24 42g 165 × 50 × 125 0.42kg 350 × 270 × 269 9.0kg	4 903301 248941 44903301248949 34903301248942	- 今ある歯を1本でも多く守る- 弱ってきた歯ぐきをひきしめる1薬 用成分・ライオン史上最大濃度配 合のプレミアム処方で歯槽膿漏 トータルケア ●ダブル吸れん成分(塩化Na.オウバクエ キス)が、鶏ってきた歯ぐきをひきしめる。 ●ダブル般積の成分(ギイソプロビルメチル
	LEAN HIS MALCEN HIS INC.	デントヘルス 薬用ハミガキSP 90g 医薬部外品	1,410円	60	7 V H S P 9 0 44×147×38 112g 228×78×150 1.13kg 481×200×265 7.5kg	4 903301 248958 44903301248956 34903301248959	フェノール、ラウロイルサルコシンNe)が、 原因菌を報底殺菌、ダブル抗炎症成分(+ トラネキサム酸、オウバクエキス)が増ぐ きの腫れ・出血を抑制、由ぐき活性が成分 (ビタミンE)が増ぐら四値行を促進。 ●高濃度フッ素1450ppm配合。 ①ひきし数実態のあるメディカル//ープミ ント音味。
	New 9月自然切替 NALCEN NALCEN NALC	デントヘルス 薬用ハミガキ 無研磨ゲル 28g 医薬部外品	462円	200	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 249016 44903301249014 34903301249017	ー今ある歯を1本でも多く守る一 弱ってきた歯ぐきをやさしく磨け る1薬用成分*ライオン史上最大濃 度配合のプレミアム処方で歯槽膿 漏トータルケア ●用路剤無配合なので、歯ぐき退縮で露出した デリケーな歯の使売もやさしくみがける。 ● ダブル袋樹成が(*インプロビルメチル
	MH H	デントヘルス 薬用ハミガキ 無研磨ゲル 85g 医薬部外品	1,410円	60	DHA72785 44×147×38 107g 228×78×150 1.08kg 481×200×265 7.2kg	4 903301 249023 44903301249021 34903301249024	フェノール、ラウロイルサルコシンNa) が、原因商を衛氏検告、抗災症成分(トトラネキサム語)が耐ぐきの腫れ、出血を抑制、歯ぐき活性化成分(ピタミンE)が、歯ぐきの血行を促進。 ●高複ピフッ素1450ppm配合。 ●竹田ぐきに刺激の少ないマイルドハーブ音味。
	PALCER	デントヘルス 薬用ハミガキ 口臭ブロック 28g 医薬部外品	462円	200	□ H □ ウシコウ B 2 8 32 × 122 × 24 40g 165 × 50 × 125 0.40kg 350 × 270 × 269 8.6kg	4 903301 275985 24903301275989 14903301275982	ー今ある歯を1本でも多く守るー 一臭を防き変やかな息続く! 薬 用成分*ライオン史上最大濃度 配合のプレミアム処方で歯槽膿 派トータルケア ●収着成分グルコン酸銅がニオイの元を 落としやすくする。 ●致菌成分(*イソプロビルメチルフェ
	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2	デントヘルス 薬用ハミガキ 口臭プロック 85g 医薬部外品	1,410円	60	D H コウシコウ B 8 5 44×147×38 107g 228×78×150 1.08kg 481×200×265 7.2kg	4 903301 276005 24903301276009 14903301276002	ノール)が、口臭原因菌や歯周病原因菌を瘤底段菌、 を徹底段菌、・トラネキサム酸)が歯ぐ きの腫れ、出血を抑制、歯ぐき活性化成 分化タミンと)が歯ぐきの血行を促進。 ●高濃度フッ素1450pm配合。 ●爽やかな息にメディカルグリアミント香味。
ハミガキ	New 9月自然切替 MRBB MRBB MRBB MRBB MRBB MRBB MRBB MRB	デントヘルス 薬用ハミガキ しみるブロック 28g 医薬部外品	462円	200	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 249047 44903301249045 34903301249048	ー今ある歯を1本でも多く守るー 歯ぐき下がりによる知覚過敏症 状に!薬用成分*ライオン史上最 大濃度配合のブレミアム処方で 歯槽膿漏トータルケア ●型ルク原 ●型ルタ原為の元から刺覚過敏を防ぐ2 2の実用成分配合(乳酸アルミニウム)質
	NACAN BE	デントヘルス 薬用ハミガキ しみるブロック 85g 医薬部外品	1,410円	60	D H > E N B 8 5 44×147× 38 107g 228× 78×150 1.08kg 481×200×265 7.2kg	4 903301 249061 44903301249069 34903301249062	観ガリウム)。 ・教団成分(* イソプロピルメチルフェノー ル)が、原田間を徹底殺菌。 ・研炎症成分(* トラネキサム酸)が歯ぐきの 酸れ・出血を抑制・歯ぐき活性化成分(ビタ ミンヒ)が歯ぐきの血行を促進。 ・高濃度フッ素1450pm配合。 ・自みる歯にやさしいハーブティーミント音味。
	New 9月発売 NONIO	NONIOハミガキ クリアハーブミント 30g 医薬部外品	オープンプライス	200	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 273226 24903301273220 14903301273223	ステインを落とすだけでなく、口臭にトリブルアクション!徹底的な口臭予防・できる薬用ハミガキ・洗浄成分(炭酸水素Na,ボリリン酸Na)が、口臭の発生原
	NONIO	NONIOハミガキ クリアハーブミント 130g 医薬部外品	オープンプライス	60		4 903301 259299 24903301259293 14903301259296	因である菌のかたまりを分散し、落としやすくします。 ● 殺菌成分(ラウロイルサルコシンNa) が口臭原因菌を徹底殺菌し、口臭の発生を防ぎます。
	NONIO	NONIOハミガキ ピュアリーミント 130g 医薬部外品	オープンプライス	60		4 903301 259305 24903301259309 14903301259302	●プレスリフレッシュ成分配合。不快な口臭をリセットします。 ●イオンクレンジング成分(ポリリン酸Na)が、ステインを浮かせて落としやすくしま
	Too NONIO	NONIOハミガキ スプラッシュ シトラスミント 130g 医薬部外品	オープンプライス	60	/ニオSシトラス130	4 903301 259312 24903301259316 14903301259319	す。 ●香味は天然ミント配合の3香 味。すっきり爽やかな「クリ アハーブミント香味」・フル ーティでやさしい「ビュアリ ーミント香味」・フレッシュ
	PODMuch Pode						で爽快な「スプラッシュシトラスミント香味」。

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (二)(税抜)	梱入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	o Eros	エチケットライオン 40g 化粧品	オープンプライス	200	Image: contract of the contract	4 903301 028475 24903301028479 14903301028472	舌苔など□臭原因を除去して、爽快感が長続きする □臭予防/\ミガキ ●舌苔など□臭の原因を除去する洗浄成分(ポリリン酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウ
	A ESTA	エチケットライオン ヨコ型 130g 化粧品	オープンプライス	80	Image: Example of the control of th	4 903301 028451 24903301028455 14903301028458	ム)を配合、□中を浄化し□ 臭を予防します。 ● 爽やかなペパーミントの香味で、爽快感が長続きします。
	A CHARLES	エチケットライオン タテ型 130g 化粧品	オープンプライス	60	T F 7 V F 9 7 1 3 0 60 × 161 × 38 142g 209 × 168 × 95 1.50kg 440 × 195 × 302 9.6kg	4 903301 028468 24903301028462 14903301028465	
	plains	プラチアス creamy up ペースト ローズミント 90g 医薬部外品	オープンプライス	60	7 5 7 7 A R M 147 × 44 × 38 115g 150 × 78 × 228 1.16kg 470 × 176 × 254 7.3kg	4 903301 256205 24903301256209 14903301256202	歯の蓄積くすみを「極上の泡」で浮かせて落とす 美しい輝く白い歯に ●イオンクレンジング成分が、 歯の表面の凹凸にたまった蓄 積くすみを浮かせて除去。
	pletits	プラチアス creamy up ペースト エメラルドミント 90g 医薬部外品	オープンプライス	60	7 5 7 7 2 E M 147 × 44 × 38 115g 150 × 78 × 228 1.16kg 470 × 176 × 254 7.3kg	4 903301 256199 24903301256193 14903301256196	●歯を包み込むきめ細かな「極上の泡」が長く留まる、泡保持カの高い処方。 ●心地よいリッチな泡感触で、いたわる様に歯みがきを楽しめます。 ●薬用フルオライド(NaF)が、
ハミガキ	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	プラチアス creamy up ペースト クリスタルミント 90g 医薬部外品	オーブンプライス	60	7 9 7 7 0 0 M 147 × 44 × 38 115g 150 × 78 × 228 1.16kg 470 × 176 × 254 7.3kg	4 903301 256212 24903301256216 14903301256219	第の表面のミクロの傷を再結 晶化。 ●薬用アミノ酸(イブシロン-ア ミノカブロン酸)が、健康的な 域グキを保ます。 ●香味は3種類。各々のパッケ ージにディズニーキャラクタ
7	plotius						ーを採用。 ・心やすらぐゆたかな「ローズ ミント」/ベル(美女と野獣) ・心地よくやわらかな「エメラ ルドミント」/アリエル(リト ルマーメイド)
	B CDISNEY © Disney						・透明感のあるすっきり「クリスタルミント」/シンデレラ (シンデレラ) ※表紙内側頁にある著作権保護の注意表示をご覧下さい。
	1	ザクトライオン 150g 医薬部外品	オープンプライス	80	# 2 N 1 5 0 44 × 169 × 38 176g 228 × 78 × 172 1.78kg 470 × 195 × 331 15.0kg	4 903301 171898 64903301171890 54903301171893	ヤニをとり、白い歯に ヤニの臭いを防ぐ、爽やかな セイボリーミントの香味 ●薬用成分にプロデナレングリ コール」と2つの「ミクロ粒子」 配合で、タバコのヤニをすっ
	LION PROCESSES PROCESSES PROCESSES PROCESSES PROCESSES						きり落とし、歯を白くします。 ● ヤニの臭いを抑える実感度の高い、フレッシュセイボリーミントの香味です。
	ZACT + COOL	ザクトクールライオン 130g 医薬部外品	オープンプライス	60	# 2 F 2 - 1 1 3 0 60 × 130 × 38 141g 209 × 131 × 94 1.52kg 440 × 159 × 302 9.7kg	4 903301 766689 34903301766682	ヤニ・着色汚れをとり、白く美しい歯に ヤニの臭いを防ぐ、爽やかなアイスペパーミントの香味 ●薬用成分「ボリエチレングリ」コール」と「ボリッシングパウ
	energy of the second of the se						ダーJの働きで、タバコのヤニ をすみずみまで落とし、歯を 白くします。 ●爽快なアイスペパーミントの 香味で、ヤニの臭いを抑え、 爽やかな息をつくります。

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	梱入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
		ビトイーン 贅沢ケア レギュラー ミディアム	オープンプライス	120	t 19977RM 33 × 230 × 18 22g 96 × 233 × 40 0.15kg 418 × 256 × 206 3.3kg	4 903301 228646 44903301228644 34903301228647	たっぷり毛束と段差極細毛が、"あらゆるすき間"に入り込むので、いつでも通りのブラッシングで、通りを除去できるハブラシ
	See Complement of the Compleme	ビトイーン 贅沢ケア レギュラー ミディアムハード	オープンプライス	120	セ ・ イタクケアRMH 33×230×18 22g 96×233×40 0.15kg 418×256×206 3.3kg	4 903301 228639 44903301228637 34903301228630	●ワイドヘッドなので歯や歯ぐきとの接触面が広く、たっぷり敷き詰められた毛束が歯を包み込み、効率よく歯垢を除去。 ●様々な形状の歯のすき間に
		ビトイーン 贅沢ケア コンパクト ミディアム	オープンプライス	120	セ [*] イタクケアCM 33×230× 18 21g 96×233× 40 0.15kg 418×256×206 3.3kg	4 903301 252078 24903301252072 14903301252075	入り込むよう、極細毛を段差配列。さらに、1本1本の毛にも小さな段差をつけ、あらゆるすき間に毛先が入り込む構造。
	Bed 的现在分词 Bed Bed Bed Bed Bed Bed Bed Bed Bed Bed	ビトイーン 贅沢ケア コンパクト ミディアムハード	オープンプライス	120	セ 1 メタクア C M H 33×230× 18 21g 96×233× 40 0.15kg 418×256×206 3.3kg	4 903301 252061 24903301252065 14903301252068	内箱色数 レギュラー ブルー3.ピング2. ブルー3.ピング2. ブルー3.ピング3. ブルー2.ピング3. オレンジ1 (全てハンドル穴あり)
		ビトイーンライオン レギュラー やわらかめ	オーブンプライス	180	E h - D R S 33 × 230 × 14 14g 126 × 233 × 45 0.20kg 398 × 256 × 248 3.3kg	4 903301 142706 44903301142704 34903301142707	歯と歯の間にピタッ! 山切りカットの 「ビトイーン」 (レギュラー) 「大きい山切りカット」の毛 先が歯間にくまなく密着し、
	THE PLANT OF THE PROPERTY OF T	ビトイーンライオン レギュラー ふつう	オーブンプライス	180	E * F T D R M 33 × 230 × 14 14g 126 × 233 × 45 0.20kg 398 × 256 × 248 3.3kg	4 903301 142676 44903301142674 34903301142677	パワフルに歯垢をかき出します。 (コンパクト) ●「小さい山切りカット」の毛 先が、細かい歯間や小さいく ぼみにまて入り込み、歯垢
		ビトイーンライオン レギュラー かため	オープンプライス	180	E * F T D R H 33 × 230 × 14 14g 126 × 233 × 45 0.20kg 398 × 256 × 248 3.3kg	4 903301 142690 44903301142698 34903301142691	をしっかり除去できます。 (担コンパクト) ●「大きい山切りカット」の毛 先が奥歯の歯間、「小さい山 切りカット」の毛先が細かい 歯間にフィットし、すみずみ
ハブラシ		ビトイーンライオン コンパクト やわらかめ	オープンプライス	180	33 × 230 × 14 15g 126 × 233 × 45 0.20kg 398 × 256 × 248 3.4kg	4 903301 142737 44903301142735 34903301142738	まで歯垢を除去できます。
フシ	111 4-14-16 1111 1111	ビトイーンライオン コンパクト ふつう	オープンプライス	180	33 × 230 × 14 15g 126 × 233 × 45 0.20kg 398 × 256 × 248 3.4kg	4 903301 142713 44903301142711 34903301142714	
		ビトイーンライオン コンパクト かため	オープンプライス	180	E* FT-DCH 33 × 230 × 14 15g 126 × 233 × 45 0.20kg 398 × 256 × 248 3.4kg	4 903301 142720 44903301142728 34903301142721	
		ビトイーンライオン 超コンパクト やわらかめ	オープンプライス	180	B	4 903301 151784 24903301151788 14903301151781	内箱色数 レギュラー ブルー4、レッド4、 グリーン2、オレンジ2 レギュラー ブルー4、レッド2、 ぶつう・かため グリーン4、オレンジ2 コンパクト ブルー2、ピンク4、
	1-47E	ビトイーンライオン 超コンパクト ふつう	オーブンプライス	180	E * F T - V U C M 33 × 230 × 14 13g 126 × 233 × 45 0.18kg 398 × 256 × 248 3.1kg	4 903301 151791 24903301151795 14903301151798	やからかめ グリーンと、オレンジ4 コンパクト ブルー4、ピンク4、 ふつう グリーン2、オレンジ2 コンパクト ブルー4、ピンク2、 かため グリーン4、オレンジ2
		ビトイーンライオン 超コンパクト かため	オープンプライス	180	E 1	4 903301 151807 24903301151801 14903301151804	超コンパクト やりらかかふつう グリーンと、オレンジ2 超コンパクト ブルー4、ピンク4、 かため グリーン2、オレンジ2 (全てハンドル穴無し)
		ビトイーン クリアカラー ふつう	オープンプライス	180	E '	4 903301 009009 44903301009007 34903301009000	歯と歯の間にピタッ! 山切りカットの 「ビトイーン」 〈クリアカラー〉 ●おしゃれでカラフルなクリ
	S IIII STANTONIO IIII S IIIII S IIII S IIIII S IIII	ビトイーン クリアカラー かため	オープンプライス	180	E 1	4 903301 009016 44903301009014 34903301009017	アハンドルです。
					V		内箱色数 ブルー4・ピンク4・ グリーン2・パーブル2 かため ブルー4・ピンク2・ ブルー4・ピンク2・ ブルー4・ピンク2・ ブリーン4・パーブル2 (全てハンドル穴あり)

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (二)(税抜)	個入数 (コ·本)	POSレジ総称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	クリニカハブラシ フラットカット 3列 ふつう	オープンプライス	120	33 × 230 × 18 16g 96 × 233 × 40 0.12kg 418 × 256 × 206 2.7kg	4 903301 152682 44903301152680 34903301152683	あらゆる部位にフィット して歯垢を落とす独自植 毛設計のハブラシ 〈フラットカット〉 ●歯科医推奨設計。
	and state to the state of the s	クリニカハブラシ フラットカット 3列 かため	オープンプライス	120	33 × 230 × 18 16g 96 × 233 × 40 0.12kg 418 × 256 × 206 2.7kg	4 903301 152804 44903301152802 34903301152805	●ヘッドの先端と後端に太い 用毛を使用した"パワフル ダブル植毛"。歯科医師の 奨めるみがき方が効果的に 実践できます。 ●一本一本丁寧にみがきやす い「3列植毛」としっかり
		クリニカハブラシ フラットカット 4列 ふつう	オープンプライス	120	33 × 230 × 18 16g 96 × 233 × 40 0.12kg 418 × 256 × 206 2.7kg	4 903301 153238 44903301153236 34903301153239	としたみがき心地の「4列 植毛」を品揃え。 (3Dカット) ●奥歯のかみ合わせや歯間に
ハブラシ		クリニカハブラシ フラットカット 4列 かため	オープンプライス	120	33 × 230 × 18 16g 96 × 233 × 40 0.12kg 418 × 256 × 206 2.7kg	4 903301 153498 44903301153496 34903301153499	フィットする "立体 (3D) マルチフィット構造"。 ●先端V字カット…奥歯のかみ合わせの歯垢を除去。 ●段差極細毛…歯と歯のスキ間の歯垢を除去。
		クリニカハブラシ 3Dカット ふつう	オープンプライス	120	33 × 230 × 18 16g 96 × 233 × 40 0.12kg 418 × 256 × 206 2.7kg	4 903301 152521 44903301152529 34903301152522	
	Goden	クリニカハブラシ 3Dカット かため	オープンプライス	120	33 × 230 × 18 16g 96 × 233 × 40 0.12kg 418 × 256 × 206 2.7kg	4 903301 152651 44903301152659 34903301152652	
	NUTCHES STATES						内箱色数 ブルー2、ピンク2、 グリーン1、オレンジ1 (全てハンドル穴あり)

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	梱入数 (コ・本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
		クリニカアドバンテージ ハブラシ 3列超コンパクト やわらかめ	オープンプライス	120	A D D * 5 3 U C S 36 × 230 × 18 18g 105 × 233 × 40 0.13kg 416 × 250 × 226 2.9kg	4 903301 247012 24903301247016 14903301247019	ヘッドの薄さを極めた 「極薄ヘッド」で奥歯の奥 まで届く歯科医推奨設計 のハブラシ ●薄さ2.6mmの極薄ヘッド なので、「奥歯の奥」まで無
		クリニカアドバンテージ ハブラシ 3列超コンパクト ふつう	オーブンプライス	120	A D D * 5 3 U C M 36 × 230 × 18 18g 105 × 233 × 40 0.13kg 416 × 250 × 226 2.9kg	4 903301 247005 24903301247009 14903301247002	理なく届き、歯垢をより効果的に落とします。 ●お口の状態やみがき方に合わせて選べるヘッド形状。 ・歯に毛先をきちんと当てて
		クリニカアドバンテージ ハブラシ 3列コンパクト やわらかめ	オーブンプライス	120	A D D S S S S S S S S S S S S S S S S S	4 903301 246985 24903301246989 14903301246982	みがきやすい「スリム形状」 の3列タイプ。 ・ロの中で動かしやすく、奥 まで届く「先細形状」の4列 タイプ。 ●スキ間に入り込んで歯垢を
		クリニカアドバンテージ ハブラシ 3列コンパクト ふつう	オーブンプライス	120	A D D * 5 3 C M 36 × 230 × 18 18g 105 × 233 × 40 0.13kg 416 × 250 × 226 2.9kg	4 903301 246992 24903301246996 14903301246999	しっかりかき出す弾力フィット毛。 ○ペングリップで握りやすく、軽い力で小刻みにみがきやすい "六角形スリムグリップ"。 ○日本歯科医師会の推薦商品。
		クリニカアドバンテージ ハブラシ 4列超コンパクト やわらかめ	オープンプライス	120	ADD* 5940CS 36×230×18 18g 105×233×40 0.13kg 416×250×226 2.9kg	4 903301 216155 44903301216153 34903301216156	● □ 本圏科医師会の。
	ILLUCTUS STATES	クリニカアドバンテージ ハブラシ 4列超コンパクト ふつう	オープンプライス	120	ADD* 5 4 UCM 36 × 230 × 18 18g 105 × 233 × 40 0.13kg 416 × 250 × 226 2.9kg	4 903301 186373 64903301186375 54903301186378	
ハブラシ		クリニカアドバンテージ ハブラシ 4列超コンパクト かため	オープンプライス	120	ADD* 5940CH 36×230×18 18g 105×233×40 0.13kg 416×250×226 2.9kg	4 903301 186380 64903301186382 54903301186385	
		クリニカアドバンテージ ハブラシ 4列コンパクト やわらかめ	オープンプライス	120	A D D * 5 2 4 C S 36 × 230 × 18 18g 105 × 233 × 40 0.13kg 416 × 250 × 226 2.9kg	4 903301 216148 44903301216146 34903301216149	
		クリニカアドバンテージ ハブラシ 4列コンパクト ふつう	オーブンプライス	120	A D D * 5 2 4 C M 36 × 230 × 18 18g 105 × 233 × 40 0.13kg 416 × 250 × 226 2.9kg	4 903301 186359 64903301186351 54903301186354	
		クリニカアドバンテージ ハブラシ 4列コンパクト かため	オーブンプライス	120	ADD 1 5 4 CH 36 × 230 × 18 18g 105 × 233 × 40 0.13kg 416 × 250 × 226 2.9kg	4 903301 186366 64903301186368 54903301186361	内箱色数(ベース×ウリップ) ホワイト×ピンク 2 ホワイト×ブルー 2 ピンク×ピンク 2 (全てハンドル穴無し)
	100 ES	クリニカアドバンテージ デンタルタフト	オープンプライス	48	2 U = D A D 9 7 F 48 × 232 × 13 13g 95 × 235 × 42 0.10kg 206 × 255 × 184 1.0kg	4 903301 224174 24903301224178 14903301224171	歯科医推奨のみがき残し集中ケア みがきにくいところに、ビンボイントで毛先が届き、 歯垢をしっかり落とすタフトブラシ
	CITED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN						 ● "市場最高レベルのコンパクトヘッド" **で、ロの中で動かしやすく、気になるところをしっかりみがけます。 ● "ロング先細毛" で、毛先がスキ間の奥までしっかり届きます。 ● 軽い力で小刻みに動かしやすいペングリップに適した" 六角形ス
	100						リムハンドル"。 ●日本歯科医師会の推薦商品。 ※国内タフトブラシ市場 内箱色数 ブルー3、ピンク3



	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	梱入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	AAAAP	システマハブラシ コンパクト 4列 ふつう (A31)	オープンプライス	120	システマC4M 33×230×14 15g 96×233×32 0.12kg 338×256×206 2.6kg システマR4M	4 903301 263975 24903301263979 14903301263972	進化したヘッドで奥へ 超極細毛の歯周病ケアハブラシ ●薄型ヘッドで、お口の奥の歯 周ボケットまで届きやすく なりました。 ●超極細毛で、歯周ボケットの 奥の汚れを歯周病ブラーク
	システマ	システマハブラシ レギュラー 4列 ふつう (A21)	オープンプライス	120	33×230×14 15g 96×233×32 0.12kg 338×256×206 2.6kg	4 903301 264033 24903301264037 14903301264030	ごとかき出します。 ●4列ヘッドなので、歯から歯ぐきまで効率的にみがくことができます(システマの基本ヘッド幅) ●日本歯科医師会の推薦商品。
	375 cm 325 cm						内箱色数 ピンク2.ブルー2 グリーン1.バーブル1 (全てハンドル穴無し)
	CORRECT STATES	システマハブラシ 超コンパクト ストレートハンドル ふつう (C41)	オープンプライス	120	D Z T U C S T M	4 903301 328476 64903301328478	ストレートハンドルと 超極細毛の歯周病ケアハブ ラシ ●超極細毛で、歯周ポケットの 奥の汚れを歯周病ブラーク
ハブラシ		システマハブラシ コンパクト ストレートハンドル ふつう (31)	オープンプライス	120	338 × 256 × 206 2.8kg >	54903301328471 4 903301 328469 64903301328461 54903301328464	ごとかき出します。 ○ストレートハンドルは、ペングリップで細かく丁寧にみがく方におすすめのハンドルです。 ○日本歯科医師会の推薦商品。
	システマ						内箱色数 ピンク2、ブルー2 グリーン1、ナチュラル1 (全てハンドル穴あり)
	P.C.	システマ デンタルタフト 歯周ボケット 集中ケア	オープンプライス	48	システマテ・ンタルタフト	4 903301 264224 24903301264228 14903301264221	歯科医が奨める みがき残し対策に 超極細毛のタフトブラシ ●小さなヘッドで、みがき残し がちなところの歯周ボケッ トをピンポイントで狙うこ とができます。
	ENVERON THE PROPERTY OF THE PR						●奥歯の奥や、歯並びが悪いところの歯周ボケットに。●超極細毛で、歯周ボケットの奥の汚れを歯周病ブラークことかき出します。●日本歯科医師会の推薦商品。
	(acc-a 97555)						ビンク3、ブルー3
							,



	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (二)(税抜)		POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
		ハイテクト マッサージ&ブラッシング	オープンプライス	60	N T 7 7 K M & B 20g 108 × 232 × 18 20g 108 × 234 × 39 0.15kg 228 × 250 × 208 1.7kg	4 903301 434382 24903301434386 14903301434389	歯や歯ぐきがデリケートな方でもしっかり、じっくりマッサージ&ブラッシングできる高機能ハブラシ。●歯ぐきをやさしくマッサージできるソフトな毛先です。 ●歯ぐきにフィットする多丘型カットの高密毛人ッドです。
	Cases per-ruponer	デントヘルス			テ・ントヘルスMS		●振りやすい肉厚のソフトラバーハ ンドルです。 内箱色数 ブルー2、ピンク2、グリーン2 (全てハンドル穴無し) ー今ある歯を1本でも多く守るー
	New 9月自然切替	ハブラシ やさしくケア マッサージ やわらかめ	380円	60	48 × 232 × 21 19g 96 × 234 × 66 0.15kg 346 × 252 × 208 1.8kg	4 903301 176602 84903301176608 74903301176601	高密度植毛で弱った歯ぐきを適度な刺激でマッサージする、【歯科医共同研究】の歯槽膿漏対策ハブラシ ● 超極細毛(内側)と大穴高密度 植毛(外側)のコンビネーション
	EURANION EL CONTROL	デントヘルス ハブラシ やさしくケア マッサージ ふつう	380円	60	テ [*] ントヘルスMM 48×232×21 19g 96×234×66 0.15kg 346×252×208 1.8kg	4 903301 176619 84903301176615 74903301176618	植毛。 ●歯と歯ぐきの境目に45度で当 一切と歯ぐきの境目に45度で当 ったみがくことで、超極細毛が しっかり清掃。 ●高密度植毛の毛先は「面」を形成。同時に、弱ってきた歯ぐき を適度な刺激でマッサージできます。
	MH					11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111	内箱色数 ブルー3、ピンク3 (全てハンドル穴無し) 一今ある歯を1本でも多く守るー
	New 9月発売	デントヘルス ハブラシ やさしくケア デリバリー コンパクトヘッド	380円	60	テ* ントヘルス D C 48×232×21 19g 96×234×66 0.19kg 346×252×208 1.8kg	4 903301 276081 24903301276085 14903301276088	「保持」して「法達」する特別な種毛でハミガキの薬用成分を高濃度で届ける、「歯科医共同研究」の歯槽膿漏対策ハブラシの先端分岐毛と先端極細毛のコンビネーション植毛。
	NIZANO /	デントヘルス ハブラシ やさしくケア デリバリー ワイドヘッド	380円	60	テ ントヘルス D W 48 × 232 × 21 19g 96 × 234 × 66 0.19kg 346 × 252 × 208 1.9kg	4 903301 276104 24903301276108 14903301276101	 ●先端分岐毛がハミガキ剤を毛先付近に保持。 ●ブラッシングの中で先端極細毛が気になる歯と歯ぐきの境目にハミガキ剤の薬用成分を届けます。
스 스	MH						内箱色数 ブルー3、ピンク3 (全てハンドル穴無し)
ブラシ		軟毛ライオン	オープンプライス	120	ナ ン モ ウ		歯ぐきが弱い方、やわらかめをお好みの方におすすめする天然毛ハブラシ ●良質な馬とヤギの天然毛使用。 ●歯の表面に密着し歯垢をきれいに落とします。 ●高密度の天然毛が歯ぐきにやさ
							しい。 内箱色数 白6 (ハンドル穴あり)
		豚毛ライオン	オープンプライス	120	トンモウ	4 903301 097136 44903301097134 34903301097137	しつかりしたみがき心地をお好みの方におすすめする 天然毛ハブラシ ●食質な豚の天然毛を使用。 ●歯と歯の間に密着し歯垢をしっかり落とします。
	1111						心地実感。 内箱色数 ベージュ6 (ハンドル穴あり)
	97-11 pp	クリニカトラベルセット ハミガキ (医薬部外品)	オープンプライス	120	クリニカT	4 903301 182917 64903301182919 54903301182912	オフィスや外出先での歯みがき に便利なクリニカの携帯用ハミ ガキ・ハブラシセット ● スリムで携帯に便利なソフケース。 ハミガキ、ハブラシを出し入れしや すいファスナー式の開閉口です。 ● ハミガキはクリニカハミガキマイ ルドミント 30g。
	77.7						●ハブラシは歯科医推奨設計のクリ ニカハブラシフラットカット3列 ふつう。 「内臓的数 セット音 トラベル ブルー6、クリエカの9。 グリエカパブタ・ セット ピンク6 プラットカット3列の5
The second	ALE CONTROL OF THE CO	ライオンこども ハミガキ・ハブラシ セット ハミガキ (医薬部外品)	オープンプライス	60	30 × 226 × 26 100g 130 × 200 × 90 0.66kg 470 × 228 × 280 7.0kg	4 903301 856115 44903301856113 34903301856116	●子供に人気のアンバンマンをデザインした、使いやすいハードケース入りの携帯用ハミガキ・ハブラシセット。自由に貼れる、アンバンマンのお名前シール付。 ※表紙内側頁にある著作権保護の注意表示をご覧下さい。
	©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV						内箱色数



	パツ?	ケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	梱入数 (コ・本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
		EMIR DRIP DRIP S S	システマ EXデンタルリンス ノンアルコールタイプ 450ml _{医薬部外品}	オープンプライス	12	⇒ X E X U D X N 4 5 79 × 192 × 55 509g - x - x - x - kg 254 × 216 × 233 6.4kg	4 903301 269021 14903301269028	歯周ボケットの歯周病ブラーク* まで徹底殺菌して、更に口臭・ ムシ歯までトータルケアする薬 用歯周病予防デンタルリンス。 ・歯周ボウ・内の歯垢値関係をきむ節の集合(1) ●3つの特長で歯周病を予防します。
	DATE OF THE PROPERTY OF THE PR	DATE OF THE PROPERTY OF THE PR	システマ EXデンタルリンス ノンアルコールタイプ 900ml 医薬部外品	オーブンプライス	6	99 × 217 × 80 999g - × - × kg 256 × 240 × 210 6.3kg	4 903301 269038 14903301269035	・薬用成分 IPMP が増周ボケットにひそ む増周病プラークに浸透して徹底殺菌 ・抗菌パリアが長時間続き増周ボケットに菌を寄せ付けない (IPMP+ コー ティング剤) ・ヴミの炎症を抑える (イブシロン - アミノカプロン酸) ● 増周病プラークをやわらかくして落
	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	システマ EXデンタルリンス アルコールタイプ 450ml _{医薬部外品}	オーブンプライス	12	⇒ X E X U D X A 4 5 79 × 192 × 55 504g - × - × kg 254 × 216 × 233 6.3kg	4 903301 268987 14903301268984	としやすくする柔軟成分配合。 ・ 歯周病を予防して、さらに口臭・ムシ ・ 歯までトータルケア。 ・ 歌葉朝のご使用で、翌朝のお口のネ パつきをおさえます。 ・ 450ml: トグルキャップ 900ml: ポンプタイプ (ノンアルコールタイプ)	
			システマ EXデンタルリンス アルコールタイプ 900ml _{医薬部外品}	オープンプライス	6	99 × 217 × 80 989g - × - × kg 256 × 240 × 210 6.2kg	4 903301 268994 14903301268991	●刺激が苦手な方でも使いやすい アルコール無配合の低刺激タイプ ●使い心地マイルド ナチュラルクールミント香味 (アルコールタイプ) ●使い心地すっきり爽快 フレッシュクールミント香味
	New 108	月自然切替	システマ ハグキプラス デンタルリンス 450ml 医薬部外品	オーブンプライス	12	⇒ X H P U D X 4 5 0 79 × 192 × 55 514g - × - × kg 254 × 216 × 233 6.4kg	4 903301 216117 34903301216118	働ぐきのおとろえが気になる方に。歯ぐき細胞を活性 化して歯周病を防ぐ薬用デンタルリンス ●組織修復作用(アラントイン):歯ぐ き細胞を活性化して、歯ぐき組織を
	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	システマ ハグキプラス デンタルリンス 900ml _{医薬部外品}	オーブンプライス	6	99 × 217 × 80 999g - × - × kg 256 × 240 × 210 6.3kg	4 903301 216122	修復。 ●抗炎症作用(トラネキサム酸):歯ぐ ●抗炎症作用(トラネキサム酸):歯ぐ きのハレ・出血を抑えます。 ●浸透殺菌(JPMP):歯ぐき組織を壊 す歯周ボケットの奥の歯周病菌を 浸透殺菌。 ●薬用成分が歯ぐきにしっかりとど まる処方です。
								●歯ぐきにやさしい低刺激タイプ。 メディカルハーブミント香味。 ●ノンアルコールタイプです。 ●450ml:トグルキャップ 900ml:ポンプタイプ
一角 (洗口液		EMPLE III	NONIO マウスウォッシュ クリアハーブミント 80ml 医薬部外品	オープンプライス	72	1	4979 5660 10000049795667	独自の長時間殺菌システムで、気になる口臭を長時間予防できる薬用マウスウォッシュ ●殺菌成分CPC(塩化セチル
○ □中清涼剤)	NONIO	NONIO WITH ASSE	NONIO マウスウォッシュ クリアハーブミント 600ml 医薬部外品	オープンプライス	12	1	4 903301 259350 14903301259357	ビリジニウム)が舌やお口の すみずみまでいきわたり、ミ クロな口臭原因菌を検菌し ます。さらに、口臭原因菌の 増殖をおさえ、長時間ニオイ の発生を防ぎます。 ●ゆすぐだけで、ずーっと口臭
剤)	at some	E-MODE I	NONIO マウスウォッシュ ノンアルコール ライトハーブミント 80ml 医薬部外品	オープンプライス	72	1	4979 5615 10000049795612	●寄くにします。フレロ美 が気になりません。 ●香味は天然ミント配合の3香 味。すっきり爽やかな「クリ アハーブミント香味」・低利 激でやさしい「ノンアルコー ル・ライトハーブミント香
	NONIO MONIO MONIO	NONIO WOTH AAST CATTER AAST LOW	NONIO マウスウォッシュ ノンアルコール ライトハーブミント 600ml 医薬部外品	オープンプライス	12	1	4 903301 259398 14903301259395	味」・フレッシュで爽快な「 プラッシュシトラスミント 香味」。
		NONIO	NONIO マウスウォッシュ スプラッシュ シトラスミント 600ml 医薬部外品	オープンプライス	12	J = J M W S D N = Z S O O O O O O O O O O O O O	4 903301 259367 14903301259364	
		LOW MASS						
	NESTUR (B)	PALCEZ ZEA	デントヘルス 薬用デンタルリンス 250ml 医薬部外品	760円	16	テ・ントヘルスリンス 71×175×47 315g -×-×	4 903301 176657 24903301176651	ー今ある歯を1本でも多く守るーおやすみ前の歯槽膿漏予所に。薬用成分がすみずみに浸透し、歯ぐきの出血、口臭、歯槽膿漏を予防する薬用デンクリリンス ●殺菌成分(IPMP)が原因菌を
	POTESS	ESTABLE CHARGE						機能放射。ダブル抗炎症成分 (GK2・TXA)が歯ぐきの腫れ・出血を抑制。歯ぐき活性化・修復成分(アラントイン)が弱ってきた歯ぐき組織を活性化して、修復します。
1								●おやすみ前でもじっくりすす ける低刺激タイプ(ペパーミントの香味)。

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	個入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
口中剤	利力	エチケット Mouth Mist ショックミント 5ml 医薬部外品	オープンプライス	72	エ チ ケ M シ ヨ ツ ク 49×128×19 17g 51×130×113 0.13kg 356×147×222 1.8kg	4 903301 523925 44903301523923 34903301523926	□臭の原因を殺菌し、瞬時 にキレイな息になるマウス スプレー ●高い□臭予防効果と清涼感が 得られる薬用成分ℓ・メントー ル配合。
(洗口液	XYLTOLamere	エチケット Mouth Mist キシリトールミント 5ml 医薬部外品	オープンプライス	72	エ チ ケ M キ シ リ 17g 51 × 130 × 113 0.13kg 356 × 147 × 222 1.8kg	4 903301 148302 44903301148300 34903301148303	●清涼感持続成分「スピラントール」配合。 ●清涼感の強さと香味の違いで選べる3タイプの品揃え。 ●使用感、使用場面がわかりやすいカラフルなデザイン。
·口中清涼剤)	E 快	エチケット Mouth Mist フレッシュ&クールミント 5ml 医薬部外品	オープンプライス	72	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 451266 44903301451264 34903301451267	アイテム 特徴
3	(Spano)						ショックミント 超刺激 キシリトールミント 清涼感 フレッシュ&クールミント 爽快感
	New 7月発売	クリニカアドバンテージ なめらかスリムフロス 40m	オープンプライス	48	7 y = n A D X y A 7 D X 75 × 107 × 20 20g 248 × 108 × 63 0.27kg 258 × 136 × 262 1.3kg	4 903301 276357 24903301276351 14903301276354	歯科医推奨の簡問ケア。 歯間にスルッと通って、初心者に もみがきやすいデンタルフロス ●摩擦性が低いポリエステルとナイロ ンを組み合わせた糸を採用、歯間に 挿入しやすく、微細な歯垢まで除去 します。 ●フロス表面をワックス加エしてい
	S January Bulkariant						ので、歯間にスムースに挿入できます。 ●キシリトール(天然栗材甘味剤)配合。 内箱色数 ブルー3、クリア3、ピンク6
	New 7月自然切替	クリニカアドバンテージ スポンジフロス 40m	オープンプライス	72	フリニカ SF 4 0 75×107×21 22g 135×110×135 0.30kg 426×150×247 2.1kg	4 903301 207825 64903301207827 54903301207820	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	2000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の						に膨らむフロスが、歯ぐきにも やさしく、効果的に歯間の歯垢 を落とします。 ●フロス表面をワックス加エして いるので、歯間にスムーズに挿 入できます。 ■3色のカラフルなケースデザイ ン。
<u> </u>							●キシリトール(天然素材甘味剤) 配合。 内箱色数 ブルー3、クリア3、ピンク6
デンタル用品	New 7月自然切替	クリニカアドバンテージ デンタルフロス Y字タイプ 18本	オープンプライス	48	90 × 170 × 30 54g 93 × 174 × 242 0.50kg 500 × 204 × 290 4.2kg	4 903301 203896 44903301203894 34903301203897	歯科医推奨の歯間ケア。 奥歯の歯間にもラクに入る Y字タイプのデンタルフロス ●はじめての方でも、挿入しにくい 奥歯の歯間に使いやすい「Y字 型」のホルダータイプです。 ●握りやすく、操作がしやすい独
	Simple Si						自の「ハンドル設計」。 ●耐久性に優れ、洗って繰り返し使える「高強度フロス」を採用。 ●3色のカラフルなハンドルカラー。
	DOMESTICS DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRAC	クリニカダブルフロス 20本	オープンプライス	72	クリニカ ロF 2 0 68×140×40 53g 140×125×125 0.37kg 385×260×288 4.9kg	4 903301 206101 84903301206107 74903301206100	ミクロ繊維の束がしつこい 歯垢をからめとるデンタル フロス ●はじめての方でも使いやすいホ ルダータイプです。 ●より合わせたミクロ繊維から成 るフロスが、歯間の歯垢をしっ
							かりからめとります。 1 本で2倍使える経済的なダブルアーチヘッドです。衛生的で携帯もできる個包装タイプです。
	חבעיי	クリニカ フロス&スティック 30本	オーブンブライス	60	クリニカ F & S 3 O 100×177×21 65g 103×180×130 0.43kg 533×209×278 4.8kg	4 903301 042860 84903301042866 74903301042869	「3連フロス」が歯垢を挟んでからめとるデンタルフロス ●はじめての方でも使いやすいホルダータイプです。 ●3連フロスが歯垢をしっかり挟んでからめとります。 ●3角断面スティック付きなので、歯垢も食べカスもこれ1本で落とせます。
							●奥歯の歯間にもしっかり届く ロングハンドル。

	パッケージ	商品名·容量	(希望) 小売価格 (二)(税抜)	梱入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	SATTO SATTO	システマ 歯間用ブラシ SSS 8本	オーブンプライス	72	3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 39g 78 × 180 × 105 0.27kg 0.27kg 335 × 209 × 332 3.8kg 3.8kg	4 903301 373056 64903301373058 54903301373051	歯周病になりやすい歯間を集中ケアできる歯間用ブラシ ●奥歯の歯間にも使いやすい L字型型・グバンドル。
		システマ 歯間用ブラシ SS 8本	オープンプライス	72	システマシカン S S 75×177×17 39g 78×180×105 0.27kg 335×209×332 3.8kg	4 903301 373063 64903301373065 54903301373068	●歯間部への挿入がスムーズで 耐久性に優れた独自設計。 ①折れにくく、曲がりにくい 超高強度ワイヤーを採用。 ②ワイヤー強度をさらに高め る先細ノズルを採用。 ●□腔内で操作しやすいコンバ
		システマ 歯間用ブラシ S 8本	オープンプライス	72	5 3 7 7 5 5 5 9	4 903301 006428 64903301006420 54903301006423	クトヘッド。
デンタル用品	6 6	システマ 歯間用ブラシ M 8本	オーブンプライス	72	5 2 7 2 0 0 0 0 39g 78 180 105 0.27kg 0.27kg 0.35 0.27kg 0.38kg	4 903301 373070 64903301373072 54903301373075	SSS ピンク SS ホワイト S イエロー M ブルー
ル用品	システマ	システマ 薬用歯間用ジェル 18ml _{医薬部外品}	オープンプライス	72	5 2 7 2 2 1 1 1 1 4 6 4 6 7 1 1 1 2 0 4 6 3 3 4 7 7 4 7 7 4 7 7 4 7 7 4 7 7 8 4 7 7 8 4 7 7 8 4 7 7 8 4 7 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 8 4 8 8 4 8 8 4 8 8 4 8 8 4 8	4 903301 373087 64903301373089 54903301373082	歯間用ブラシ・デンタルタフトにのせて使う歯周病予防のためのジェル ●ロ中でた波とまざるとジェルの粘度が高まり、薬用成分が長くとどまる。
	The state of the s						● 薬用成分IPMPが浸透して徹底殺菌。 ● 薬やかな清涼感が長続きする クールミント香味。 ● 研磨剤無配合。
	22-1-AB2	デントヘルス 歯間ブラシ	500円	60	D H D D D D C S D D C S D D D C S D D D C S D D D D	4 903301 249085 24903301249089 14903301249082	ー今ある歯を1本でも多く守るー 歯ぐきにやさしく、入れづらい突 歯の歯間にもスルッと入り、歯槽 膿漏・ムシ歯の原因となる歯垢・ 食べカスを除去する歯間ブラシ ●金属ワイヤー不使用のやわらかゴム タイプブラシで、歯ぐきにやさしく 歯間を集中ケア。歯ぐきのマッサー シモできます。
	MH	デントヘルス 歯間ブラシ 付替用	700円	60	B4 × 174 × 13 15g 87 × 177 × 81 0.12kg 425 × 193 × 187 1.4kg	4 903301 249092 24903301249096 14903301249099	園園を集中プァ。聞くさのマッサー シもできます。 ●操作しやすいに字型ハンドルで、入れづ らい奥向の台間にもスルッと入ります。 ●ブラシが適度にしなって折れにく く、寝り返し洗って使えます。 ●取替え簡単なブラシ付替式。 ●先祖ブラン形状で、3つのサイズ (SS~Mの倍間まで対応。
	Anadamentebar	新ファストン 50g 管理医療機器	880円	80	7777790 66×108×37 90g 189×111×135 1.03kg 395×250×287 9.0kg	4 903301 621775 44903301621773 34903301621776	《入れ歯を作りたての方・すき間の小さい方》ふりかけるだけで使える粉末タイプの総入れ歯安定剤 動おタイプなので薄くついて違和感が少なくご使用になれます。 ● 天然原料カラヤガムが主成分なので、ネ
		新ファストン 125g 管理医療機器	1,700円	40	7 7 85 × 137 × 49 192g 253 × 141 × 88 1.08kg 525 × 168 × 372 9.5kg	4 903301 621768 44903301621766 34903301621769	バつかず程よい格面が左発揮します。 ●入れ歯をはずした後の不快なベタ つきが少なく、水ですすぐだけでロ の中がスッキリします。 ●金属床の入れ歯にも使うことができます。 ※125gは持ち運びに便利な携帯容器つき
義幽	S テイオブント co	新ライオデント 40g 管理医療機器	1,100円	120	5 1 3 7 2 1 4 0 (N)	4 903301 588696 44903301588694	《入れ歯のガタつきが大きい方》入れ歯と歯ぐきのすき間をうめて吸着させるクッションタイプの総入れ歯安定剤 ●剤がやわらかく、入れ歯の床に
義歯用品	INTERCEPTATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	新ライオデント 60g 管理医療機器	1,600円	80	5 4 3 7 2 4 6 0 (N) 167 × 33 × 47	4 903301 588689 44903301588687	伸ばしやすい。 ■ ガタついた入れ歯と歯ぐきのすき間をうめて、歯ぐきに密着します。 ■ 適度な弾力性で、かんだ時の歯ぐきの痛みをやわらげます。 ■ 滔日出さないので食事をしても
	67/A77/100	新ライオデント ピンク 40g 管理医療機器	1,100円	120	5 7 7 E 2 20 4 0 153 × 29 × 42 57g 210 × 58 × 153 0.58kg 437 × 200 × 323 7.5kg	4 903301 588719 44903301588717	ペタフきません。 入れ筒につけたまま水洗いできるので倒せたす。●一回ぬると、2~3日続けて使用できます。(新ライオデント)日色のペーストなので、ぬった部
	N 74771 CO	新ライオデント ピンク 60g 管理医療機器	1,600円	80	5 1 1 2 2 2 6 0 167 × 33 × 47 83g 167 × 66 × 235 0.84kg 354 × 158 × 490 7.3kg	4 903301 588702 44903301588700	分が一目で分かり、ぬり広げやすい。 (新ライオデントビンク) ヒンク色のペーストなので、値ぐ きの色に近く、はみ出た部分が目立ちにくい。

	パッケージ	商品名·容量	(希望) 小売価格 (二)(税抜)	相入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
		旅の植物物語 化粧品	オーブンブライス	24	タヒ' ソショクフ' ツ 165×100×33 149g 186×106×168 0.97kg 389×133×353 4.3kg	4 903301 082439 84903301082435 74903301082438	旅に便利な、3泊4日分、 植物物語の4品ミニセット ●シャンブー・コンディショナー・ボディソーブ・洗顔フォームが1パックになった、携帯に便利なミニサイズセットです。セットのサードをファット
		ソフトインワン シャンブー サラサラ トラベル	オープンプライス	48	ソフィンサラ60 43× 98× 28 83g 	4 903301 073611	シャンブー(さっぱりサラサラ)30ml コンディショナー(//)30ml ボディシーブルーツの香り30ml 洗顔フォーム15g 1本で、手早く洗えて、洗 髪後の髪まで速く乾くコ ンディショナーinシャン ブー
	Soft 1 2222	60ml 化粧品 ソフトインワン シャンプー サラサラ レギュラー 200ml 化粧品	オーブンブライス	24	277 × 123 × 240	44903301073619 4 903301 073628 54903301073623	(サラサラタイプ) ●サラサラ成分(サラサラパウダー & シルクエッセンス)配合。指どおり軽やかな髪に仕上がります。 ●爽やかでさっぱりとしたシトラスフルーティの香り。
シャンプ	Soft Soft	ソフトインワン シャンプー サラサラ 本体 530ml 化粧品	オーブンプライス	12	37 × 224 × 65 626g - × - × kg - kg 290 × 246 × 241 7.8kg	4 903301 169536 44903301169534	(しっとりタイプ) ●うるおい成分(はちみつ)配合。 毛先までうるおった、しっとりとした髪に仕上がります。 ● 華やかなフローラルブーケの香り。
ンプー&リンス・	ro 3.1m William Soft	ソフトインワン シャンプー サラサラ つめかえ用 380ml 化粧品 ソフトインワン	オープンプライス	16	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 169550 44903301169558	(スッキリタイプ) ●育効成分オクトピロックス配合で、フケ・かゆみを防ぎ、頭皮の気になるニオイも防ぎます。 ●清涼感のあるシトラスフローラルの香り。
トリートメント	9292	シャンプー サラサラ つめかえ用特大 1,180ml 化粧品 ソフトインワン シャンプー	オーブンプライス	6	$200 \times 325 \times 60$ 1,250g $- \times - \times kg$ $357 \times 345 \times 215$ 8.0kg $97 \times 100 \times 100 \times 100$ $97 \times 100 \times 100 \times 100$ $97 \times 100 \times 100 \times 100$	14903301252907	
7	Soft Soft	しっとり 本体 530ml 化粧品 ソフトインワン シャンプー しっとり	オーブンプライス	12	$- \times - \times kg$ $290 \times 246 \times 241$ 7.8kg $y > 7 \times 5 \times$	44903301169596	
	Soft Soft	つめかえ用 380ml 化粧品 ソフトインワン シャンプー スッキリデオドラント 本体 520ml 医薬部外品	オープンプライス	12	$- \times - \times kg$ $355 \times 254 \times 230$ 6.9kg $y \ $	44903301169602 4 903301 169642	
	e3.1a	ソフトインワン シャンプー スッキリデオドラント つめかえ用 370ml 医薬部外品	オープンプライス	16	ソフィンテ・オ370 125×236×70 390g -×-×	4 903301 169659	
	Soft In	ソフトインワン シャンプー スッキリデオドラント つめかえ用特大 1,150ml 医薬部外品	オーブンブライス	6	V 7 V 7 V 1 1 5 0	4 903301 252917 14903301252914	
					2		
	-						

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (二)(税抜)	梱入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き) 内装サイズ(巾×高さ×奥行き) 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)	mm·重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	New 6月自然切替	オクト薬用シャンプー 320ml 医薬部外品 オクト薬用リンス 320ml 医薬部外品	オープン プライス オープン プライス	24	オクトS QR 69×210× 44 -×-×- 374×235×222 オクトR QR 69×210× 44 -×-×- 374×235×222	373g - kg 9.3kg 361g - kg 9.0kg	74903301437238	フケ・かゆみを防止する 薬用シャンブー・リンス ●フケ・かゆみを防ぐ効果の 高い「オクトピロックス」配 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シャンプー&リンス	State Control of the	オクトserapie 薬用スキンケア シャンプー 230ml 医薬部外品	オーブンプライス	24	オクトミERA 65×164×38 -×-×- 326×195×217	284g - kg 7.2kg	4 903301 109990	ー・コンディショナー部門) 「オクトピロックス(ピロクトンオラミン)」が原因菌(カビ)の増殖を抑え、フケ・かゆみを防ぐ薬用のスキンケアシャンブー ●有効成分(オクトピロックス(ピロクトンオラミン)」の働きで、原因菌(カビ)の増殖を抑え、フケッかゆみを防ぎます。 ●地肌をすこやかに保ち、地肌環
ハ・トリートメント	Transport of the second of the	オクトserapie 薬用スキンケア コンディショナー	オーブンブライス	24	オクトSERA 65×164× 38 -×-×-	C 282g – kg	4 903301 110002	境を整えます。 ●天然由来の2種類のうるおい成分配合。 ●泡立ちがよく、髪をやさしく包み込み、スッキリ洗い上がります。 ●抵刺激処方・バラベン(防腐剤)無添加、バッチテスト済み。 ●香料は100%天然素材の微香性で心地よいナチュラルアロマの香り。
	MARLE SE SER SOUTS SERVICES SE	230ml 医薬部外品			326 × 195 × 217	7.2kg	14903301110009	スキンケアコンディショナー ● 有対成分[オクトピロックス(ピロクトンオラミン)]の働きで、原因菌(カピ)の増殖を抑え、フケ・かみを防ぎます。 ● 地別をすこやかに保ち、地別環境を整えます。 ● 天然由来の2種類のうるおい成分配合により、乾燥した地別にうるおいな与えます。 ● 毛髪保護成分配合、髪へのダメージも補修し、なめらかに仕上げます。 ● 低刺激処方・パラペン(防腐剤)無源加パッチテスト漬み。 ● 香料は100% 天然素がの養香性で心地よいナチュラルアロマの香り。

	パッケージ	商品名·	容量	(希望) 小売価格 (二)(税抜)	(コ・本)	PC 個装サイズ(巾× 内装サイズ(巾× 外装サイズ(巾×	高さ×奥行る	f)mm·重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	E E T	薬用毛髪カ シャンプー 200ml	医薬部外品	オープンプライス	24	モウハツ 66×159 ー× ー 293×173	× 35 × —	S P 237g - kg 5.9kg	4 903301 669098 14903301669095	育毛剤の浸透をたすける 頭皮ケアシャンプー ●頭皮の汚れも脱毛原因の一つ。 「毛髪カシャンプー」は頭皮の余 分な皮脂や汚れを取り除き、育 毛剤の浸透を助けます。 ●2つの薬用成分が頭皮の炎症を 抑え、フケ・かゆみを防ぎます。 ●ゼニアオイエキスとメリッサエ キスの2つの天然保湿成分配合。 ●リンス成分が髪をしなやかにし ます。
育毛剤	INCLUSION DE LA CONTROL DE LA	薬用毛髪力イ 200ml	/ノベート 医薬部外品	オーブンプライス	12	モウハツ 72×176 138×180 293×205	× 44 × 75	245g 0.80kg 3.4kg	4 903301 722243 44903301722241 34903301722244	タンパク質レベルで 発毛を促す育毛剤 ●サイトプリン (6-ベンジルアミノブリン)が、毛根細胞内の髪の成長に必要なタンパク質(エフリン、BMP)の生成を促し、発毛促進シグナルを増幅させることでしったつかる。 ● ベランタデカン(ベンタデカン)をグリセリド)が、毛根細胞内の髪の元となるをは、関係などのでは、
中剤	in the second se					モウハツ	U 3 0	7 7		(ケラチン)の合成に必要なエネルギーを供給し、強く抜けにくい髪に育てる。 ●香りが気にならない無香料。 発毛促進+脱毛抑制
	毛髮力	薬用毛髪力2 (ダブルジー 200ml	ZZ -) 医薬部外品	6,000円	12	72 × 176 138 × 186 293 × 205	× 44 × 75	245g 0.80kg 3.4kg	4 903301 055259 44903301055257 34903301055250	ライオン育毛技術の集大成 ●発毛促進だけでなく脱毛抑制にも着目した育毛剤。 ●ピロクトンオラミン(皮脂酸化抑制)、オキナワモズク(保湿)配合。
	Z CHAZ NORM									
	МН									

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (二)(税抜)	個入数 (コ·本)	POSレジ酸称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	MOTE SECULIA	PRO TEC 頭皮ストレッチブラシ	830円	24	PTトウヒフ・ラシ 95×140× 95 85g 290×199×101 0.60kg 416×230×303 2.7kg	4 903301 231240 24903301231244 14903301231247	PRO TEC頭皮ストレッチ シリーズ 今ある髪を守るために頭皮 柔軟化 (節皮ストレッチブラシ) 超極細毛が毛穴の奥から皮
	MH	PRO TEC 毛穴クレンジングブラシ	740円	24	PT 777777 5 > 95 × 140 × 95 75g 290 × 199 × 101 0.54kg 416 × 230 × 303 2.6kg	4 903301 231257 24903301231251 14903301231254	能を除去し、指圧・もみのWマッサージで頭皮を柔軟化 ●かための超極細毛が、手では落としきれない毛穴の奥の汚れまでスッキリ落とす。 ●2種のエラストマー樹脂で、上下・左右前後に、小刻みに動か
	PRO IEC	PRO TEC 頭皮ストレッチ シャンプー チューブ 150g 医薬部外品	400円	24	P T S P F 2 - 7 * 76×160×50 169g 151×198×103 1.07kg 318×222×222 4.6kg	4 903301 231196 24903301231190 14903301231193	ト・イロ別様に、ハッサージするのがボイント。頭皮の血行も促進し、気持ちよく洗髪できます。 (毛穴クレンジングブラシ) 皮脂除去に特化した、全面
	TELEGRAPHIC	PRO TEC 頭皮ストレッチ シャンプー 本体 300g 医薬部外品	640円	16	PTSPホンタイ 62×172×53 376g -×-×	4 903301 231172 - 14903301231179	超極細毛タイプ ●かための超極細毛が、手では落としきれない毛穴の奥の汚れまでスッキリ落とす。 ●マッサージ効果で頭皮の血行も促進し、気持ちよく洗髪できます。
	PROTEC PROTEC	PRO TEC 頭皮ストレッチ シャンプー つめかえ用 230g 医薬部外品	460円	20	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 231189 14903301231186	(頭皮ストレッチシャンプー) 頭皮の皮脂をスッキリ落とし、うるおいを与え、柔らかな頭皮を保つジェルシャンプー ●うるおい成分配合により、頭皮
	PROTEC 0	PRO TEC 頭皮ストレッチ コンディショナー 本体 300g 化粧品	640円	16	P T C D x y T $62 \times 172 \times 53$	4 903301 231219 14903301231216	にうるおいを与え、柔らかくする。ショウガ根茎エキス、メントール配合。 ● 皮脂除去成分配合のジェルが 毛穴の奥の汚れまでスッキリ 落とす。
メンズケア	PROTEC PROTEC	PRO TEC 頭皮ストレッチ コンディショナー つめかえ用 230g 化粧品	460円	20	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 231226	■オクトビロックス(ビロクトンオラミン)配合でフケ・かゆみを防ぐ。●使い続けやすいポンプ・つめかえ。スポーツジムなどでも使いやすいチューブタイブのラインナップ。
ケア	PROTEC O						(頭皮ストレッチコンディショナー) うるおいを与え、柔らかな頭皮を保ち、髪をサナー ●うるおい成分配合により、頭皮にうるおい成分配合により、頭皮にうるおいを与え、柔らかくする。ショウガ根茎エキス、メントール配合。
	МН						●天然泥成分(ベントナイト)配合で、すずぎなめらか。洗髪後は髪がサラサラに。
	PROTEC	PRO TEC スプレートニック 150g 医薬部外品	1,000円	24	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 231264 24903301231268 14903301231261	ビンボイントへッドが痛 (イタ)気持ちいい使用感 ●つむじや主際など気になるところに直噴射。 ●保湿成分配合。 ●角効成分が皮脂の酸化を抑
	CHISCO MH						制し、炎症を防いで抜け毛を予防。 ●「ニコチン酸アミド」が頭皮の血行を促進。
		PRO TEC デオドラントソープ 本体 420ml 医薬部外品	665円	15	PTBSホペンフペ 74×198×57 501g -×-×	4 903301 241829	ニオイの原因菌を殺菌し、 男の体のニオイを長時間 防ぐデオドラントソープ ●男の汗や皮脂をしっかり洗 浄!男性向きのさっぱりした 洗い心地。洗い流した後もヌ ルつかず、スッキリした洗い
	校園 Wolter M	PRO TEC デオドラントソープ つめかえ用 330ml 医薬部外品	427円	20	$\begin{array}{c ccccc} P & T & B & S & D & T & & & & \\ 120 \times 215 \times & 70 & & 347g & & & \\ - \times & - \times & - & & - kg & \\ 316 \times 238 \times 226 & & 7.4kg & & \\ \end{array}$	4 903301 163077	上がり。 ●男のニオイを長時間ブロック!殺蘭成分イソブロビルメチルフェノールが体のニオイを防ぐ。メマツヨイグサ抽出液(保湿成分)配合。
	МН						●茶葉由来成分:茶乾留液(香料成分)配合。 ●爽快なシトラスマリン調の香り。
男性化粧品	Vitalis	バイタリス ヘアリキッド 355ml 化粧品	オープンプライス	24	$ A \times A $	4 903301 088233	さわやかな香り、スッキリ 髪を整える ●髪になじみやすく、自然なツャで髪をすばやく整えます。 ●香りは、さわやかなシトラスフローラル調の微香性。 ●ベタつかず、シーツや枕カバーを汚しません。
<u></u>							

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (二)(税抜)	個入数(コ・本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	植物⑧物語詞	植物物語 化粧石鹸 1つ箱 90g 化粧品	オープンプライス	84	≥ 3 2 7 ° " K S 1 3 85 × 31 × 57 102g - × - × kg 415 × 153 × 280 9.6kg	4 903301 170440 14903301170447	肌へのやさしさを考え、 植物原料にこだわって作 りつづけている、良質な 化粧石鹸 ●主原料の100%が植物生 まれ。
	植物物語物語	植物物語 化粧石鹸 3コ箱 90g×3 化粧品	オープンプライス	40	⇒ ∃ ⊅ ⊅ ' " " K S 3 □ 157 × 32 × 85 304g - × - × kg 355 × 188 × 340 13.0kg	4 903301 170457 14903301170454	●豊かでクリーミィな泡立 ち。さっぱり洗えてすべす べな素肌へ。 ●やさしいホワイトフロー ラルの香り。
化粧石鹸	en e	植物物語 化粧石鹸 6つ箱 90g×6 化粧品	オープンプライス	12	⇒ ∃ ⊅ ¬ '	4 903301 170464 14903301170461	
	植物●	植物物語 化粧石鹸 パスサイズ 1コ箱 140g 化粧品	オープンプライス	60	⇒ ∃ ⊅ ⊅ ∀ K S B 1 96 × 35 × 65 156g	4 903301 170471 14903301170478	
	物語 B LION CHREST	植物物語 化粧石鹸 パスサイズ 3コ箱 140g×3 化粧品	オープンプライス	30	ショクフ・ッド S B 3 181× 35× 97 465g -× -× kg 377×208×320 14.6kg	4 903301 170488 14903301170485	
	4	キレイキレイ 薬用液体ハンドソープ 本体 250ml 医薬部外品	オープンプライス	24	# L T I # H S 310g 85 × 145 × 55 310g - × - × kg 353 × 166 × 349 8.0kg	4 903301 176817 14903301176814	殺菌成分配合で、きちんと 殺菌しバイ菌から手肌を 守る薬用液体ハンドソープ ●殺菌成分配合、手肌を清潔 にします。
	#W#W #W#W	キレイキレイ 薬用液体ハンドソープ つめかえ用 200ml 医薬部外品	オープンプライス	24	# L T T # H S D T 130 × 178 × 62 217g - × - × kg 387 × 196 × 227 5.7kg	4 903301 176824 24903301176828	●たっぷり泡立ち、すばやく 泡切れます。●手に香りが残りにくいシトラスフルーティの香り。●100%植物性洗浄成分使用。
		キレイキレイ 薬用液体ハンドソープ つめかえ用大型サイズ 450ml 医薬部外品		16	# L T T # H S D T L 150 × 203 × 75 488g - × - × kg 401 × 221 × 223 8.3kg	4 903301 176831 34903301176832	
	4 to	キレイキレイ 薬用液体ハンドソープ つめかえ用 800ml 医薬部外品	オープンプライス	12	# \(\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc		
ハンドソー		キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ 本体 250ml 医薬部外品	オーブンプライス	20	# L T 7 7 H S 95 × 156 × 64 332g - × - × kg 392 × 177 × 337 7.1kg		殺菌成分配合で、きちんと 殺菌しバイ菌から手肌を 守る薬用泡ハンドソープ (本体) ●菌を増やさない抗菌ポン
プ	treated treated	キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ 本体大型サイズ 500ml 医薬部外品	オープンプライス	12	# \[\lambda \] \[\mathred{7}		プヘッド採用。 ●きめ細かな泡が汚れをすみずみまでキャッチし、しっかり落とします。●すばやい泡切れ、ぬるつか
	etretri etretri	キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ つめかえ用 200ml 医薬部外品	オープンプライス	24	#レイアワHSカエ 130×178×62 212g -×-×		ない洗い上がり。 ●手に香りが残りにくいシトラスフルーティの香り。 (本体大型) ●つめかえの手間が減る!通
	2. 5	キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ つめかえ用大型サイズ 450ml 医薬部外品	The second second second	16	#レイアワHSカエL 150×203×75 477g -×-×		常サイズ(250ml)の2倍 入った本体大型サイズ。
	#M## # # # # # # # # # # # # # # # # #	キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ つめかえ用 800ml 医薬部外品	オープンプライス	12	# \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4 903301 248743 ———	
		©ж0Р/100			SESTI EST EST TING	34903301248744	

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格	個入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装)	商品特長
		キレイキレイ	(二)(税抜)	(3 4)	外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	iTFコード(外装)	
	27 (1 to 0)	薬用泡ハンドソープ フローラルソープの香り 本体	オーブンプライス	20	+ \begin{align*} + \begin{align*} 7 \begi	4 903301 176909 ——	殺菌成分配合で、きちんと 殺菌しバイ菌から手肌を 守る薬用泡ハンドソープ (本体)
	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	250ml 医薬部外品 キレイキレイ			392×177×337 7.1kg キレイアワタ・イトS	64903301176901	●菌を増やさない抗菌ポン プヘッド採用。
		薬用泡ハンドソープ フローラルソープの香り 本体大型サイズ 500ml 医薬部外品	オープンプライス	12	108 × 178 × 78 598g 	4 903301 269069	●きめ細かな泡が汚れをす みずみまでキャッチし、 しっかり落とします。 ●すばやい泡切れ、ぬるつか
	(4)-(4)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1	キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ フローラルソーブの香り つめかえ用 200ml 医薬部外品	オープンプライス	24	‡レイアワドSカエ 130×178× 62 212g 	4 903301 176916	ない洗い上がり。 ●清潔感のあるフローラルソーブの香り。(本体大型)●つめかえの手間が減る!通
	222 Y X Y 4	キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ フローラルソープの香り つめかえ用大型サイズ 450ml 医薬部外品	オープンプライス	16	‡レイアワドSカエL 150×203× 75 477g -×-× kg	54903301176911 4 903301 176930	常サイズ(250ml)の2倍 入った本体大型サイズ。
	#1/#1/1 aurabr	キレイキレイ			401×221×223 8.1kg キレイアワFS800	44903301176938	
		薬用泡ハンドソープ フローラルソープの香り つめかえ用 800ml 医薬部外品	オープンプライス	12	70 × 196 × 70 863g - × - × kg 325 × 226 × 252 11kg	4 903301 248828 34903301248829	
		キレイキレイ			キレイアワフルーツ	9500 1790 1790 1790 170 170 170 170 170 170 170 170 170 17	殺菌成分配合で、きちんと 殺菌しバイ菌から手肌を
		薬用泡ハンドソープ フルーツミックスの香り 本体 250ml 医薬部外品	オープンプライス	20	$95 \times 156 \times 64$ 332g $- \times - \times kg$ $392 \times 177 \times 337$ 7.1kg	4 903301 240990 44903301240998	一般用しハイ困から手肌を 守る薬用泡ハンドソープ (本体) ●菌を増やさない抗菌ポン
	the state of the s	キレイキレイ			キレイアワタ' イFM		プヘッド採用。 ●きめ細かな泡が汚れをす
ハンド		薬用泡ハンドソープ フルーツミックスの香り 本体大型サイズ 500ml 医薬部外品	オープンプライス	12	108 × 178 × 78 598g — × — × — - kg 338 × 205 × 347 7.9kg	4 903301 269076 14903301269073	みずみまでキャッチし、 しっかり落とします。 ●すばやい泡切れ、ぬるつか
シーフ	THE PARTY OF THE P	キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ フルーツミックスの香り つめかえ用 200ml 医薬部外品	オープンプライス	24	#	4 903301 241003	ない洗い上がり。 もぎたてフルーツミックスの香り。(本体大型)つめかえの手間が減る!通常サイズ(250ml)の2倍
	21 4.	キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ フルーツミックスの香り つめかえ用大型サイズ 450ml 医薬部外品	オープンプライス	16	# U T 7 7 F M D I L 150 × 203 × 75 477g - × - × kg 401 × 221 × 223 8.1kg	4 903301 241010	入った本体大型サイズ。
	the the things the thi	キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ フルーツミックスの香り つめかえ用 800ml 医薬部外品	オープンプライス	12	# L T 7 7 F M 8 0 0 70 × 196 × 70 863g - × - × kg 325 × 226 × 252 11kg	4 903301 248774 34903301248775	
	1/48/4	キレイキレイ 薬用キッチン 泡ハンドソープ 本体 230ml 医薬部外品	オープンプライス	20	# L T K P D H S 72 × 156 × 77 307g - × - × kg 306 × 180 × 398 6.6kg	4 903301 219620 24903301219624	生肉の脂汚れ、生魚のニオイまでしっかり落とす泡で出るキッチン用ハンドソーブ (本体) ●菌を増やさない抗菌ボンブヘッド採用。
	FORTE STATE OF THE	キレイキレイ 薬用キッチン 泡ハンドソープ つめかえ用 180ml 医薬部外品	オープンプライス	24	# U T K P D H S D T 62 × 178 × 130 188g - × - × kg 226 × 196 × 387 4.8kg	4 903301 219637	● お料理などのパイ菌・脂汚れ・ニオイまでしっかり落とします。 ●きちんと殺菌。食材を扱う手肌をパイ菌がら守ります。 ●手に香りが残りにくいフレッシュシトラスの香り。
	I	キレイキレイ 薬用キッチン 液体ハンドソープ 本体 250ml 医薬部外品	オープンプライス	24	# L T K T # H S 85 × 145 × 55 305g - × - × kg 353 × 166 × 349 7.8kg	4 903301 007333 54903301007338	手についたニオイ・ヌルつき、サッと落とす薬用キッチン液体ハンドソープ ●ひき肉をこねた時などの脂汚れ、手についた生魚のニオイま
	#1/1 #1/1 #2/1000	キレイキレイ 薬用キッチン 液体ハンドソープ つめかえ用 200ml 医薬部外品	オープンプライス	24	‡レイドエギHSカエ 130×178×62 213g -×-×	4 903301 007340 54903301007345	でサッと落とします。
2							



	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	梱入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	New 9月自然切替	hadakaraボディソープ 保湿+サラサラ仕上がりタイプ グリーンフルーティの香り 本体 480ml 化粧品	オーブンプライス	12	ハタ・カラサラG 93×207×62 570g 	4 903301 254720	日本初*吸着保湿処方で保湿成分が洗い流されないボディソープ 洗うたび、つい触りたくなるやわらかな肌へ (保湿+サラサラ仕上がりタイプ)
		hadakaraボディソープ 保湿+サラサラ仕上がりタイプ グリーンフルーティの香り つめかえ用 340ml 化粧品	オープンプライス	16	ハタ・カラサラGカエ 140×225×65 360g 		●日本初*吸着保湿処方により 保湿成分が洗い流されない ので、高い保湿効果を発揮し ます。さらにサラサラリキッド 成分配合で肌表面はサラサ ラに仕上げます。
	New 9月自然切替	hadakaraボディソープ 保湿+サラサラ仕上がりタイブ アクアソープの香り 本体 480ml 化粧品	オーブンプライス	12	ハタ・カラサラA 93×207×62 570g 		●肌に吸いつく濃密な泡のバックが、汚れは落とし、保湿成分を肌にしっかり吸着させます。●選べる香りのラインナップ。 「はじけるグリーンフルーティの香り」 「爽やかなアクアソーブの香り」
	land hada	hadakaraボディソーブ 保温+サラサラ仕上がりタイブ アクアソーブの香り つめかえ用 340ml 化粧品	オープンプライス	16	ハタ [*] カラサラAカエ 140×225×65 360g 		●バッチテスト済み※。 ※全ての方に皮膚の刺激が起こらないわけではありません。 バラベンフリー。赤ちゃんやお子様のデリケートな肌にも使えます。 * 50けんとカチオン性高分子の複合
バフ		1011200				24000001200004	化による吸着メカニズムにおいて フェノキシエタノール(基剤)と POEセチルエーテル(基剤)の組 み合わせによりカチオン性高分子 の皮膚への吸着性を高めたボディ ソーブ処方。 (Mintel Japan社製品データベー ス内2015年12月 ライオン製へ)
スプロダクト	New 9月発売	hadakara (ハダカラ) ボディソーブ 泡で出てくるタイプ フローラルブーケの香り 本体 550ml 化粧品	オーブンブライス	12	ハタ・カラアワF L 100×215×82 683g -×-×	4 903301 276180 14903301276187	吸着保湿テクノロジーで保湿 成分が洗い流されないボディ ソープ。洗うたびうるおいを 与え、つい触りたくなるやわ らかな肌へ ●吸着保湿テクノロジーにより、保
(ボティソ	District the second sec	hadakara (ハダカラ) ボディソーブ 泡で出てくるタイプ フローラルフーケの香り つめかえ用 440ml 化粧品	オープンプライス	16	ハタ・カラアフFLカエ 140×235×65 473g 	4 903301 276241 14903301276248	湿成分が洗い流されないので、 高い保湿効果を発揮します。 ● 3mLポンプを採用。押すだけで きめ細かく、もちの良い泡がたっ ぶり出ます。 ● 肌に吸いつく濃密なバックのよ
-2							うな泡で、汚れはしっかり落とし、さっぱり洗い上げます。 ●/パッチテスト済み* *全ての方に皮膚の刺激が起こらないわけではありません。 パラペンフリー。お子様のデリケートな肌にも使えます。
		植物物語ハーブブレンド ボディソーブ リフレッシュグレーブフルーツ の香り トラベルサイズ 90ml 化粧品		24	⇒ 3		やさしさとうるおいを大切にする植物物語がこだわって選んだ、植物生まれの低刺激洗浄成分とうるおいの大家マザーハーブをブレンド配合したボディソーブ
							● うるおいのヴェールでお肌 の表面を保護し、洗い上がり はみずみずしくすべすべの 素肌に仕上げます。 ● おふろで感じたい気分には たらく2つの香り。
							(リフレッシュグレーブフルーツの香り) 天然カモミール・グレーブフルーツ (保湿成分)配合 ●洗う成分の100%が植物生まれ。クリーミーで豊かな泡でやさしく全身をつつみこみ
							ます。
4							

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	個入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
うがい関連品	STREET STREET	キレイキレイうがい薬 フルーツミント ピーチ味 200ml 指定医薬部外品 キレイキレイうがい薬 フルーツミント アップル味 200ml 指定医薬部外品	オーブンプライスオーブンブライス	20	キレイウカ・イP 63×154×60 251g -×-×	14903301052064	線毛運動を守りながらきちんと殺菌! ● 有効成分CPC(セチルビリジニウム塩化物水和物かのどの奥まで殺菌消毒! ● のどのバリア機能である「線毛連動**」に影響が少ない処方を実現。 ● 抗炎症成分GK2(グリチルリチン酸ニカリウム)配合。 ● お子様にも計量しやすいワンプッシュ容器。 ● 苦味が少ないフルーツミントビーチ味/アップル味の2つの香味。 *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
ぬれテ	# 1	キレイキレイ 除菌ウェットシート [ノンアルコールタイプ] 10枚 キレイキレイ 除菌ウェットシート [ノンアルコールタイプ] 30枚	オーブン ブライス オーブン ブライス	24	キレイシートNA10 95×165×15 47g 95×170×182 0.62kg 360×198×207 2.7kg キレイシートNA30 80×180×37 132g -×-×	84903301129468 74903301129461	□もとの汚れもやさしくふき取る 身の周りのバイ菌をしっかり 除菌する除菌ウェットシート ●お子様の手・□もとの汚れふき にも安心。 ●いつでも、どこでも簡単キレイ。 ●大きめのメッシュシートがき 指の汚れやべとつきをやさし くふき取って、さっぱり清潔 にします。 ●テーブルやおもちゃなど身の 周りのバイ菌をしっかり除菌。 ●無香料。 ※除菌とは硬質表面の菌を減少させ ることをいい、全ての菌を除去する ものではありません。
イツシュ	# 1/1 + 1/1	キレイキレイ 除菌ウェットシート [アルコールタイプ] 10枚 キレイキレイ 除菌ウェットシート [アルコールタイプ] 30枚	オーブンプライスオーブンプライス	24	# \(\begin{align*} \pi \begin{align*} \pi al	84903301519399 74903301519392	手指の汚れをきちんとふき取る 身の周りのバイ菌をしっかり 除菌する除菌ウェットシート ●いつでも、どこでも簡単キレイ。 ●大きめのメッシュシートが手 指の汚れやべとつきでしまり のいるでします。 ●テーブルやおもちゃなど身の 周りのバイ菌をしっかり除菌。 ●無番料。 ※除菌とは硬質表面の菌を減少させ ることをいい、全ての菌を除去する ものではありません。
							25

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	個入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	Ban Ban	Ban 爽感さっぱり シャワーシート せっけんの香り 10枚 化粧品	オープンプライス	48	ハ* ンSHセッケ1 0 98×195× 12 51g 168×193×100 0.67kg 410×190×220 3.1kg	4 903301 169338 64903301169330 54903301169333	ナノイオン吸着パウダー 配合で肌さらさら。 汗も!ニオオトリーペタつ きも!しっかりふき取る ●独自の3層構造「厚手×立体 メッシュシート」で汗、ニオ
		Ban 爽感さっぱり シャワーシート せっけんの香り 36枚 化粧品	オープンプライス	24	ハ'ンSHセッケ36 88×205×39 171g -×-×	4 903301 169413 34903301169414	イ、ベタつきをしっかりふき 取ります。 ●ナノイオン吸着パウダーが 汗、ニオイをしっかり吸着し ます。 ●シートにたっぷり含んだり
	Ban Ban	Ban 爽感さっぱり シャワーシート フェアリーフローラルの香り 10枚 化粧品	オープンプライス	48		4 903301 169352 64903301169354 54903301169357	フレッシュウォーターで、長時間ひんやり爽快感が持続。 (せっけんの香り) 清潔感あるせっけんの香り
	· Ban	Ban 爽感さっぱり シャワーシート フェアリーフローラルの香り 36枚 化粧品	オープンプライス	24		4 903301 169475 34903301169476	〈フェアリーフローラルの香り〉 ほんのり華やかフェアリーフ ローラルの香り 〈ウォーターリリーの香り〉 透明感のあるウォーターリリー の香り
		Ban 爽感さっぱり シャワーシート ウォーターリリーの香り 36枚 化粧品	オープンプライス	24		4 903301 169505 34903301169506	〈スパークリングフローラルの香り〉 みずみずしくはじける華やか な香り
		Ban 爽感さっぱり シャワーシート スパークリングフローラルの香り 36枚 化粧品	オープンプライス	24	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 255826 14903301255823	
制汗デオド	ē • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ban 爽感さっぱり シャワーシート ノンパウダータイプ シトラスフローラルの香り 36枚 化粧品	オープンプライス	24	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 266570 14903301266577	パウダー無配合でも肌さらさら。汗も! 二オイも! ベタ つきも! しっかりふき取る ● 独自の3層構造[原手×立体メッ シュシート]で汗、ニオイ、ベタつ きをしっかりふき取ります。 ● さらさらリキット配合で、パウ
トラント	Ban Ban	Ban 爽感さっぱり シャワーシート ノンパウダータイプ ホワイトフローラルの香り 36枚 化粧品	オープンプライス	24	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 266587 14903301266584	 ●さらさらリキッド配合で、パウダー無配合でも肌をさらさらにします。しかも、黒い服でも白くなりません。 ●シートにたっぷり含んだリフレッシュウォーターで、長時間ひんやり爽快感が持続。 (シトラスフローラルの香り)
							すっきり爽やかなシトラスフロー ラルの香り (ホワイトフローラルの香り) 華やかで清潔感のあるホワイト フローラルの香り
	**** ********************************	Ban 汗ブロックロールオン プレミアムラベル 無香性 40ml 医薬部外品	オープンプライス	48	N N N N N N N N N N	4 903301 241799 44903301241797 34903301241790	もっとワキ汗対策! 真夏でも汗ジミ気にせず 過ごせる! ●耐水皮膜成分が肌にしっか り密着。ナノイオン制汗成分 が汗の出口にフタをして、ワ キ汗が出る前にブロック!汗
	フキ汗州東 のアジス間 のアジス のア のア のア のア のア のア のア のア のア のア	Ban 汗ブロックロールオン プレミアムラベル せっけんの香り 40ml 医薬部外品	オープンプライス	48	ハー	4 903301 254584 24903301254588 14903301254581	ジミやニオイの原因となる ワキ汗を出る前にしっかり 抑えます。 ●殺菌成分IPMP(イソプロピ ルメチルフェノール)がニオイ 菌を殺菌し、一日中しっかり
							ワキのニオイを防ぎます。 ●べたつかない速乾処方。 (せっけんの香り) 上品でほのかに香るせっけん の香り
	ロフキ汗川町 Bフキ汗川町 B オンミ亜部 B オンミ亜部	Ban 汗プロック ロールオン 無香性 40ml 医薬部外品	オープンプライス	48	ハ	4 903301 206835 64903301206837 54903301206830	ワキ汗対策!汗ジミ気に せず過ごせるロールオン タイプの直塗り剤 ●ナノイオンブロック効果で高 い制汗効果を発揮。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	######################################	Ban 汗ブロック ロールオン せっけんの香り 40ml 医薬部外品	オープンプライス	48	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 220404 44903301220402 34903301220405	ステルフェノール/ いっと ニッイを抑制。 ●べたつかない速乾処方。 (せっけんの香り) 上品でほのかに香るせっけんの 香り
6							

	パッケージ	商品名·容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	相入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	サンドルは 日のインション・ロール	Ban 汗ブロックスティック プレミアムラベル 20g 医薬部外品	オープンプライス	48	N	4 903301 254195 24903301254199 14903301254192	ワキ汗対策! 汗ジミ気にせず過ごせる! ●耐水皮膜成分WAP*が肌にしっかり密着。ナノイオン制汗 成分が汗の出のにフタをして、 ワキ汗が出る前にブロック!汗 ジミやニオイの原因となるワ キ汗を出る前にしっかり抑え ます。
	The state of the s						※ アクリル酸オクチルアミド・アクリル酸エステル共量合体(基剤) ●ナノイオン殺菌成分ペンザルコニウム塩化物がニオイ菌を殺菌し、一日中しっかりワキのニオイを防ぎます。 ● 塗った後もサラサラで白残りしません。
	B 7年开坡 B 7年开坡 B 开沙ミ監督	Ban 汗ブロックロールオン ブレミアムラベル 男性用 無香性 40ml 医薬部外品 Ban 汗ブロックロールオン	オーブンプライス	48	N' ソアセR O メンムコウ 81×168×34 72g 114×173×84 0.49kg 358×201×247 4.3kg N' ソアセR O メンソーフ'	4 903301 265825 24903301265829 14903301265822	ワキ汗対策! 汗ジミ気にせず、清潔印象を保てるオトコのプレミアムロールオン! ●耐水皮膜成分が肌にしっかり密着。ナノイオン制汗成分が汗の出口にフロックをして、ワキ汗が出る前にブロック! 汗ジミやニオイの原因となるワキ汗を出
	TAMEN - TAMEN	プレミアムラベル 男性用 マイルドソープの香り 40ml 医薬部外品	オーブン ブライス	48	81 × 168 × 34 72g 114 × 173 × 84 0.49kg 358 × 201 × 247 4.3kg	4 903301 265832 24903301265836 14903301265839	る前にしっかり抑えます。 ● 独菌成分IPMP(イソプロビルメチルフェノール)がニオイ菌を殺菌し、一日中しっかりワキのニオイを防ぎます。キョウニンエキス(香料)配合。 ● べたつかない速乾処方。 (マイルドソーブの香り) 爽やかなマイルドソーブの香り
4:1	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Ban ニオイブロック ロールオン 無香性 40ml 医薬部外品	オーブンプライス	60	ハ・ンニオイムコウ 50×156× 34 72g 179×164×106 0.80kg 377×191×341 5.2kg	4 903301 220411 24903301220415 14903301220418	ナノイオン殺菌成分がワキの皮膚にとどまり長く効くから、ふとした瞬間におわないワキのニオイ対策直塗り剤 ●ナノイオン殺菌成分がワキの皮膚に長時間とどまります。 ●殺菌成分ペンザルコニウム
制汗デオドラント	©	Ban ニオイブロック ロールオン せっけんの香り 40ml 医薬部外品	オープンプライス	60	ハ・ンニオイセッケン 50×156× 34 72g 179×164×106 0.80kg 377×191×341 5.2kg	24903301220422	場は、カイン・リンニッム 塩化物配合でニオイを抑制。 ●べたつかない速乾処方。 ●天然フラボノイドを含む4種 の植物エキスを配合。
		Ban			ハ'ンROミルキー	14903301220425	
	Ban	デオドラント ロールオン 高濃度ミルキータイプ 30ml 医薬部外品	オープンプライス	72	$50 \times 116 \times 34$ 132g $- \times - \times kg$ $323 \times 269 \times 222$ 9.8kg	4 903301 130987 24903301130981	
		バン ロールオン	オーブンブライス	72	ハ゜ンロールオン 50×116×34 125g ー×ー×ー - kg	4 903301 188711	感。 ●天然フラボノイド(クララエキス(基剤))配合。 しつかり、ききめの(赤バン) ●汗とニオイをおさえる効果にすぐれています。
	ban	30ml 医薬部外品			$ \begin{array}{cccc} - \times - \times - & - & \text{kg} \\ 323 \times 269 \times 225 & 9.4 \text{kg} \end{array} $	14903301188718	●ぬりやすいローションタイプ。 -
	Ban MEN Ban Ban	バン 男性用 ロールオン 30ml 医薬部外品	オープンプライス	72	ハ・ンDROシトラス 50×116×34 117g -×-× kg 323×269×225 8.9kg	4 903301 533696	効果が高い □ールオンタイプの 男性用制汗デオドラント ●汗とニオイをしっかりおさ え、乾きが早く、サラッとし てべたつきません。 ●さわやかなシトラス微香タイ
	L ON TON						プ。



	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (二)(税抜)	個入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
		トップ クリアリキッド 本体 900g	オープンプライス	8	トッフ・クリアリキット 155×226×82 1,016g 	4 903301 224556 24903301224550	皮脂を原因とする汗、二オイなどの見えない汚れやドロ汚れも落とし、清潔感のあるクリアな洗いあがりを実現する液体洗剤 ●「ハイブリッドポリマー」を配合し、見える汚れた対応。 様々な汚れに対応。
		トップ クリアリキッド つめかえ用 810g	オープンプライス	12	トッフ [®] クリアレカエ 160×260×90 827g -×-×	4 903301 224563 54903301224568	●リキッドの「速攻パワー浸透」で 洗浄成分がセンイの奥まで届き、 "見えない汚れ"まで落とします。 ● 蛍光剤無配合なので、色柄物や きなりの衣類にも安心。 ● みずみずしいアクアフローラル の香り。
	There is a second secon	香りつづくトップ Fresh Camomile 本体 900g	オープンプライス	8	カオリドC900G 155×226×82 1,016g 	4 903301 215738 14903301215735	消臭イオン配合でります。 イオン配合でります。 イネにかったでのどる、 大学ないたでのできます。 イ落アウンでも 大学ないできます。 でりたこだされていた。 でりたことできます。 インをできまする。 イとをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできまする。 インをできる。 インをできる。 インをできる。 インをできる。 インをできる。 インをできる。 インをできる。 インをできる。 インをできる。 インをできる。 インをできる。 インをできる。 インをできる。 インをできる。 イとをでをできる。 イとをでをできる。 イとをでをできる。 イとをでをできる。 イとをでをできる。 イとをでをできる。 イとをでをできる。 イとをでをできる。 イとをでをでをでをできる。 イとをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをでをで
ヘビー洗剤	The Committee of the Co	香りつづくトップ Fresh Camomile つめかえ用 810g	オープンプライス	12	Delta Delt	4 903301 215745 44903301215743	 削臭イオン配合。白く洗い上げるだけでなく、汗・皮脂のイヤなニオイまですっきり! ●さらに独自の香りつづくメカニズムで、洗いたてのビュアな香り、長続き、たから使うたび、着るたび、ここちよい香りに包ま
-洗剤	Angel D	香りつづくトップ Sweet Harmony 本体 900g	オープンプライス	8	カオリSH900G 155×226×82 1,016g -×-×	4 903301 215752 14903301215759	れて、お洗たくの後もハッピーな気分に。 ・ 植物生まれの柔軟成分入りで、 ふんわり洗いあげます。 〈Fresh Camomile〉 天然カモミールオイル配合。ここ
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	香りつづくトップ Sweet Harmony つめかえ用 810g	オープンプライス	12	カオリミトカエミナロ G B27g 160×260×90 827g -×-×	4 903301 215769 44903301215767	ろやすらぐカモミールの香り。 〈Sweet Harmony〉 天然フルーツオイル配合。スウ ィートなフルーツ&フラワーの 香り。
	SECOND SE	液体 部屋干しトップ 本体 820ml	オーブンプライス	12	エキヘヤトツフ* 110×248× 75 954g -×-×	4 903301 428404 549033011428409	部屋干し時の生乾きの二才 イを防ぐ液体タイプの洗剤 ●酵素の働きで、皮脂・タンパ ク汚れをしっかり落とし、抗 菌成分が菌の繁殖を抑える ので部屋干し時の生乾きの
		液体 部屋干しトップ つめかえ用 600ml	オープンプライス	16	$ \begin{array}{c cccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 428411 54903301428416	ニオイを抑えます。 ●無けい光なのできなりや淡色衣料にも安心。 ●フレッシュフローラルの香り。



	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	梱入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
		ブライトW 本体 600ml	オープンプライス	16	フ・ライトWホンタイ 85×256×63 703g 	4 903301 254850 14903301254857	毎日のお洗濯に「漂白パワージェル」が汚れ残りを防ぎ、衣類の白さが長続きする漂白剤 ●付いた汚れをしっかり落と
		ブライトW つめかえ用 480ml	オープンプライス	20	フ・ライトWツメカエ 105×237×63 507g 		す十次に付く汚れも落ちやすくする「クリア漂白」で、衣類本来の白さが長続き。 ●使うたび高い効果実感のジェルタイプ。 ●除菌・消臭効果はもちろん抗
衣料田		ブライトW つめかえ用大 900ml	オープンプライス	12	フ・ライトWカエL 160×270×90 943g -×-×	4 903301254874	蘭・防臭効果も高いので、部屋干しや残り湯洗濯でも安心。 ●色柄物に安心な酸素系漂白剤。ツンとしない、すっきりしたミンティグリーンの香
衣料用漂白剤	777	ブライトW つめかえ用特大 1,200ml	オープンプライス	6	フ* ライトWカエK 200×300×120 1,262g 	4 903301 254881 14903301254888	り。 ●便利な口栓付の大容量つめ かえをラインナップ。
	efrech en	手間なしプライト 本体 1,000ml	オープンプライス	12		4 903301 530640 54903301530645	毎日の洗濯で手軽に使える漂白剤 ●色柄物にも安心な酸素系。 ●クエン酸配合。洗剤と一緒に キャップ1杯入れるだけで、手
	5500	手間なしブライト つめかえ用 720ml	オーブンプライス	16	プマナシBカエ 120×260×80 752g ー×ー×ー - kg 360×282×270 12.9kg	4 903301 527893	軽に衣類の黄ばみ、黒ずみの 漂白から予防までできます。 ●除菌・消臭効果もあります。 ●すっきりしたミンティグリー ンの香り。
					300 × 202 × 270 12.3kg	64903301527895	
					-		



	パッケージ	商品名·容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	個入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	Angua	ソフラン アロマリッチ ジュリエット 本体 550ml	オープンプライス	12	91 × 262 × 72 640g - × - × kg 381 × 280 × 233 8.3kg	4 903301 263098 14903301263095	奥深い香りが心まで届く、 アロマ柔軟剤 ● "天然アロマオイル"配合。 いくつもの香り成分を丁寧 に調合したこだわりのアロ
	Aroma 辞	ソフラン アロマリッチ ジュリエット つめかえ用 430ml	オープンプライス	16	ソフランARJカエ 105×260×70 445g 	4 903301 263111 14903301263118	マブレンドで、「心まで届く、奥深い香り」を実現。 ●ソフランアロマリッチの奥深い上質な香りとの相性を追求した、新・アロマカフセルを配合。洗濯後から
	7月自然切替 *つめかえ用 特大のみ	ソフラン アロマリッチ ジュリエット つめかえ用特大 1,210ml	オープンプライス	6	ソフランARJカエK 200×290×120 1,251g 		着用後まで、アロマの香りが1日中やさしく香り続けます。 ●植物生まれの柔軟成分が、センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気も防ぎ
	Aroma Rich - Ren	ソフラン アロマリッチ スカーレット 本体 550ml	オーブンプライス	12	91 × 262 × 72 640g - × - × kg 381 × 280 × 233 8.3kg	4 903301 263036 14903301263033	ます。 ● 防臭・抗菌効果※で、衣類につく汗やタバコなどのイヤなニオイを抑えます。 (※全ての菌に対して抗菌
	Arma H	ソフラン アロマリッチ スカーレット つめかえ用 430ml	オープンプライス	16	ソフランARSカエ 105×260×70 445g 	4 903301 263043 14903301263040	効果を有するわけではありません) (ジュリエット) 月夜に恋人を待つロマンティックな女性をイメージし
	7月自然切替 *つめかえ用 特大のみ	ソフラン アロマリッチ スカーレット つめかえ用特大 1,210ml	オーブンプライス	6	ソフランARSカエK 200×290×120 1,251g 	4 903301 263050 24903301263054	た「スイートフローラルアロマ」の香り (スカーレット) 明るく前向きな女性をイメージした「ハッピーフルーティアロマ」の香り
	Aroma Aroma Rich Rich	ソフラン アロマリッチ ダイアナ 本体 550ml	オーブンプライス	12	ソフランARD 91 × 262 × 72 640g − × − × − − kg 381 × 280 × 233 8.3kg	4 903301 263180 14903301263187	(ダイアナ) 華やかで凛とした女性をイ メージした「ロイヤルローズ アロマ」の香り (ソフィア)
柔軟剤	Aroma Nich Wich	ソフラン アロマリッチ ダイアナ つめかえ用 430ml	オープンプライス	16	ソフランARDカエ 105×260×70 445g 	4 903301 263197 14903301263194	上品で清楚な女性をイメージした「ビュアフローラルアロマ」の香り 〈フェアリー〉 透明感のある爽やかな女性 をイメージした「ウォータ
	7月自然切替 *つめかえ用 特大のみ	ソフラン アロマリッチ ダイアナ つめかえ用特大 1,210ml	オープンプライス	6	ソフランARDカエK 200×290×120 1,251g 	4 903301 263203	リーフラワーアロマ」の香り * つめかえ用特大: 通常つめかえ用の[2.8倍] であることが分かりやすい
	Aroma Aroma Rich Rich	ソフラン アロマリッチ ソフィア 本体 550ml	オープンプライス	12	ソフランARP 91×262×72 640g 	4 903301 263241 14903301263248	デザインに変更
		ソフラン アロマリッチ ソフィア つめかえ用 430ml	オープンプライス	16	ソフランARPカエ 105×260×70 445g 	4 903301 263258 14903301263255	
	7月自然切替 *つめかえ用 特大のみ	ソフラン アロマリッチ ソフィア つめかえ用特大 1,210ml	オープンプライス	6	ソフランARPカエK 200×290×120 1,251g -×-×	4 903301 263265	
	Aroma Aroma Rich	ソフラン アロマリッチ フェアリー 本体 550ml	オープンプライス	12	91 × 262 × 72 640g - × - × kg 381 × 280 × 233 8.3kg	4 903301 262978 14903301262975	
	Azoma (#a	ソフラン アロマリッチ フェアリー つめかえ用 430ml	オープンプライス	16	ソフランARFカエ 105×260×70 445g -×-×	4 903301 262985 14903301262982	
	7月自然切替 *つめかえ用 特大のみ	ソフラン アロマリッチ フェアリー つめかえ用特大 1,210ml	オープンプライス	6	ソフランARFカエK 200×290×120 1,251g 	4 903301 262992	

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	個入数 (コ・本)	POSレジ館祢 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	を必わり ソフラン	ふんわりソフラン 本体 650ml	オープンプライス	8	フンワリソフラン 102×263×72 744g 	4 903301 242208 14903301242205	肌にやさしい柔らかさに 仕上げる柔軟剤 ●植物生まれの柔軟成分がセンイ の1本1本に浸透。センイの間 に空気を抱き込んで、ふんわり 仕上げます。
	7075	ふんわりソフラン つめかえ用 500ml	オープンプライス	16	フンワリソフランカエ 105×259×65 517g 	4 903301 242260	●静電気をおさえ、花粉・ほこり の付着を防止します。 ●抗菌効果でイヤなニオイも抑え ます。 ●やさしいフローラルの香り。 〈香りが弱いタイプ〉
柔软	したシュキリ レカシュキリ ソフラン	しわスッキリ ソフラン 本体 650ml	オープンプライス	8	シワソフラン 102×263×72 744g 	4 903301 242284	しわをおさえて、なめらかな 肌触りに仕上げる柔軟剤 ●しわ防止成分が洗濯じわをおさ えて、なめらかな肌触りに仕上げ ます。 ●水分や汗もよく吸い取り、サラッ
柔軟剤		しわスッキリ ソフラン つめかえ用 500ml	オーブンブライス	16	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 242291 14903301242298	とした肌触り。 ●植物生まれの柔軟成分が柔らかく 仕上げ、静電気も防ぎます。 ●抗菌効果でイヤなニオイも抑えます。 ●さわやかなフルーティフローラル の香り。 (香りが弱いタイプ)
	O COMMITTEE OF	乾燥機用ソフラン 25枚	オーブンプライス	15	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 302452 24903301302456	乾燥機・洗濯乾燥機にボンと1枚!乾燥時専用のシートタイプ仕上げ剤 ●乾燥機やドラム式などの洗電乾燥機にボンと1枚入れるだけでふっくらやわら
	E TITAL DE L'A						か。○衣類のしわ、傷み、静電気を防ぎます。○外に干したようなお日さまの香りに仕上がります。
	N NILH	お洋服の スタイルガード しわもニオイも すっきりスプレー 本体 300ml	オーブンプライス	12	スタイルGシワニオイスツキリ 95 × 205 × 59 360g 	4 903301 168720 34903301168721	「着用じわ」から「収納じわ」までお洋服の気になる「しわ」を取り除き、消臭までできる衣類のトータルケアスプレー
	CD CODE	お洋服の スタイルガード しわもニオイも すっきりスプレー つめかえ用 250ml	オープンプライス	24	x $ x $	4 903301 168737 34903301168738	●毎回は洗わないスーツやジャケットなどの「着用しわ」からニットや Tシャツなどの「収納じわ」までお 洋服の気になる「しわ」をしっかり 取り除きます。 ● 衣類に付いた汗・タバコ・焼肉のニ オイもすっきり消臭。 ● 抗菌防臭効果で汗のニオイの発生 を抑えます。
		お洋服の スタイルガード しわもニオイも すっきりスプレー 携帯用 70ml	オーブンプライス	48	35 × 147 × 35 93g 107 × 148 × 72 0.59kg 310 × 172 × 230 4.9kg	4 903301 168744 64903301168746 54903301168749	 ●除菌効果で衣類を清潔に保ちます。 ●さわやかなデオドラントグリーンの香り。衣類に香りは残りません。 ●ジャケットー着あたり12回が目安。しわが気になる部分は多めにスプレーし、手でピンと引っ張ってから乾かします。
アフターケア		エレガード 大 160ml	オープンプライス	24	エレカ・ート・タ・イ 45×192×45 159g 137×193×91 1.10kg 281×208×193 4.4kg	4 903301 370277 84903301370273 74903301370276	スプレーするだけで、衣類・ 布製品のパチパチ・まつわ りつきや、ホコリ・花粉・ PM2.5の付着を抑える衣類 の所電気防止剤 ●脱衣時のパチパチや、スカート
ーケア		エレガード 小 75ml	オープンプライス	24	エレカ・ート・ショウ 35×135×35 81g 105×138×70 0.51kg 221×153×153 2.2kg	4 903301 370260 84903301370266 74903301370269	のまつわりつきなど、不快な静電気を誤時に除去します。 事前に衣類にスプレーしておけば、静電気の発生も防止できます。 車のシートやカーテン等にも使えます。
							● 着たまま使える速乾性・衣類に 残らない超微音性。 ●使用量の目安:静電気防止には ジャケットやスカート1枚に10 秒程度。静電気除去にはひと吹き。
		レインガード 大 180ml	オープンプライス	24	レインカ [*] - ト [*] L 50×200×50 177g 152×201×101 1.10kg 318×224×222 4.7kg	4 903301 370239 84903301370235 74903301370238	すぐれたはつ水効果で、 雨・雪・ドロを強力にはじく 衣類・布製品用はつ水スプレー ●強力なはつ水星剤を使用してい るので、少ない量で優れたはっ 水性能を発揮します。
		レインガード 小 75ml	オープンプライス	36	L T D D - F S 45 × 126 × 45 91g 137 × 127 × 91 0.57kg 423 × 150 × 202 3.6kg	4935 5062 80000049355068 70000049355061	●気づいた時にサッと使える。乾燥スピードの強さ。乾燥時間は約10分です。 ●使用量の目安:しっとり濡れる程度に。小サイズ1本でスラックスのすそなら3~4着分です。

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	梱入数(コ・本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	Minimum and the second	ソフラン アロマリッチ香りの ミスト ジュリエットの香り 本体 280ml	オープンプライス	20	A R ≅ X N J	4 903301 248446	なかなか洗えない衣類・ 布製品に柔軟剤アロマ リッチと同じ香りが楽しめ る衣類・布製品用香りづけ ミスト
		ソフラン アロマリッチ香りの ミスト ジュリエットの香り つめかえ用 250ml	オープンプライス	24	A R ≥ X F J D T 106 × 210 × 64 255 - × - × k 360 × 230 × 215 6.7k	9 - 703301 240433	●毎回は洗わないストールや ワンビース、ジャケットな どの衣類や、なかなか洗え ないカーテンやお部屋の ファブリックまで幅広く使 えます。
	72000	ソフラン アロマリッチ香りの ミスト スカーレットの香り 本体 280ml	オープンプライス	20	92 × 204 × 54 340 - × - × k 356 × 235 × 264 7.4k	9	●消臭・除菌・抗菌で衣類を 清潔に保ちます。 ●しわとり効果もあります。
-	Amp Cab	ソフラン アロマリッチ香りの ミスト スカーレットの香り つめかえ用 250ml	オープンプライス	24	A R ミスト S カエ 106×210×64 255 -×-×	9	月夜に恋人を待つロマン ティックな女性をイメージした「スイートフローラルアロマ」の香り (スカーレットの香り) 明るく前向きな女性をイ
アフターケア	minutes 7 minute	ソフラン アロマリッチ香りの ミスト ダイアナの香り 本体 280ml	オープンプライス	20	A R ≡ Z I D 92 × 204 × 54 340 - × - × k 356 × 235 × 264 7.4k	9	メージした「ハッピーフルー ティアロマ」の香り 〈ダイアナの香り〉 華やかで凛とした女性をイ メージした「ロイヤルローズ アロマ」の香り
	Africa	ソフラン アロマリッチ香りの ミスト ダイアナの香り つめかえ用 250ml	オープンプライス	24	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9	
	99 P	トップ HYGIA (ハイジア) 除菌・消臭スプレー 本体 350ml	オープンプライス	12	$ \begin{array}{c cccccccccccccccccccccccccccccccc$	9 —	除菌・消臭はもちろん抗菌・抗力ビ・ウイルス除去までできる衣類・布製品用消臭剤 シスプレーするだけで、衣類・布製品の除菌、ウイルス除去。
	HYGIA	トップ HYGIA (ハイジア) 除菌・消臭スプレー つめかえ用 320ml	オープンプライス	24	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		菌やカビの増殖も防ぎます。 (抗菌・抗カビ) ●汗やタバコなどのイヤなニオ イもしっかり消臭。 ●100%天然ハーブ ティーツ リーオイル配合。
							香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り。
6							

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	個入数 (コ·本)	POSレジ略称 個英サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
		ママレモン 中 800ml	オープンプライス	12	ママレモンチュウ 98×274×65 892g 	4 903301 073093 24903301073097	油汚れに強く、さわやかな 洗い上がりの台所用洗剤 ●食器はもちろん、ブラスチック容器のしつごい油汚れまで スッキリと落とします。 ●レモンの自然な香りが毎日の
	The state of the s	ママレモン 特大 2,150ml	オープンプライス	6	ママレモントクタ' イ 141×318×100 2,353g -×-×	4 903301 073116 24903301073110	お台所仕事をさわやかにします。
	New 7月自然切替	CHARMY Magica スプラッシュオレンジ の香り 本体 230ml	オープンプライス	24	マシ・カSO 49×190×49 268g 	4 903301 189848	洗いはじめから油汚れを 水のように「サラサラ落と せて」手早く片づく、ナノ 洗浄の台所用洗剤 ●手ごわい油汚れも従来より 細かくナノレベルまで分解し
	·5an	CHARMY Magica スプラッシュオレンジ の香り つめかえ用 600ml	オープンプライス	15	81 × 192 × 65 648g - × - × kg 338 × 210 × 254 10.1kg	4 903301 189855 64903301189857	■洗いはじめからすすぎ終わります。 ●洗いはじめからすすぎ終わりまで、水のように「サラサラ落とせて」手早く食器を洗い上げます。 ●スポンジの除菌もできます。
食	Aaga	CHARMY Magica スプラッシュオレンジの香り つめかえ用大型サイズ 1,000ml	オープンプライス	8	マシ・カSOカエL 89×242×73 1,084g ×	4 903301 189862	(スブラッシュオレンジの香り) ●さわやかなスプラッシュオレンジの香りです。 (フレッシュグリーンアッブルの香り)
食器野菜用洗剤	New 7月発売	CHARMY Magica フレッシュグリーンアッブル の香り 本体 230ml	オープンプライス	24	マシ・カGA 49×190×49 268g 	4 903301 269427 14903301269424	●フルーティなフレッシュグ リーンアップルの香りです。 〈フレッシェピンクベリーの香り〉 ●みずみずしいフレッシュピン クベリーの香りです。
剤	·5===	CHARMY Magica フレッシュグリーンアッブル の香り つめかえ用 600ml	オープンプライス	15	81 × 192 × 65 648g - × - × kg 338 × 210 × 254 10.1kg	4 903301 269434 14903301269431	
	Adagica Magica	CHARMY Magica フレッシュグリーンアップル の香り つめかえ用大型サイズ 1,000ml	オープンプライス	8	89×242×73 1,084g -×-×	14903301269448	
	New 7月自然切替	CHARMY Magica フレッシュピンクベリー の香り 本体 230ml	オーブンプライス	24	マシ・カFB 268g 49×190×49 268g -×-×	54903301214477	
	.5	CHARMY Magica フレッシュビンクベリー の香り つめかえ用 600ml	オープンプライス	15	81×192×65 648g -×-×	64903301214481	
	Alagica	CHARMY Magica フレッシュピンクベリーの香り つめかえ用大型サイズ 1,000ml	オープンプライス	8	マシ・カFBカエL 89×242×73 1,084g -×-×		



	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	梱入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	The second secon	チャーミーV クイック 本体 260ml チャーミーV クイック つめかえ用	オープン プライス オープン ブライス	24	F + v - z - v + 2 + 3 + 48 292g $- x - x$	4 903301 093947 44903301093945 4 903301 093954	すばやくすすげてサッと乾く、一度洗いでスッキリ洗える台所用洗剤 ●しつこい油汚れがすばやく落とせて、汚れ落ちがクイック。 ●洗剤のヌルツキがすぐにとれて、すすぎがクイック。 ●水切れ抜群で、食器の乾きがクイック。 ●スポンジの除菌もできます。
食器野菜用洗剤		400ml チャーミーマイルド 本体 260ml	オーブンプライス	24	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	54903301093959 4 903301 094371 54903301094376	●ピュアオイル配合でスッキリとしたレモンの番り。 手肌をいたわるマイルドタイプの台所用洗剤 ●手肌をいたわりながら、油汚れもスッキリ落とします。 ●スポンジの除菌もできます。 ●ピュアオイル配合でフレッシュ
用洗剤		チャーミーマイルド つめかえ用 400ml	オープンプライス	15	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		なオレンジの香り。
		チャーミーグリーン 中 600ml	オーブンプライス	12	F V - S - G F D D 97 × 254 × 57 655g - × - × kg 355 × 276 × 211 8.3kg		手肌にやさしく、 油汚れに強い台所用洗剤 ●植物由来の洗浄成分を使用。 ●油汚れもガラス食器のくもり もスッキリ湾とします。 ・●ライムのかろやかな香りが広 がります。
		CHARMYクリスタ			クリスタCG		グラスのくもりの原因「汚
	New 9月発売	クリアジェル 本体 480g CHARMYクリスタ	オープンプライス	15	72×203×58 545g -×-×	<u> </u>	れの膜」まではがしとり、 食器も庫内もクリアな輝きを実現、除菌までできる 食器洗い機専用洗剤 ●除菌成分配合。洗うたび、除菌 もできます。
		クリアジェル つめかえ用 420g CHARMYクリスタ	オーブンプライス	16	105 × 210 × 63 430g - × - × kg 360 × 230 × 217 7.4kg	4 703301 E1104E	●食器も庫内もすっきり清潔にします。 ●ダブルの洗浄成分配合で、油汚れはもちろん、蓄積した「汚れの膜」まではがしとり、食器も庫内も輝く洗いあがりを実現。
食器洗い機恵		クリアジェル つめかえ用 大型サイズ 840g CHARMYクリスタ	オーブンプライス	8	85 × 213 × 69 894g - × - × kg 288 × 233 × 182 7.5kg	64903301168883	●ダブル酵素配合で、ごはん・卵などのこびりつき汚れもしっかり落とします。 ●爽やかなスイートオレンジの香りです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
機専用洗剤	New 9月発売	消臭ジェル 本体 480g CHARMYクリスタ	オープンプライス	15	72 × 203 × 58 545g - × - × kg 308 × 225 × 232 8.4kg	14903301277863	イヤなニオイの原因「ニオイ汚れの膜」まではがしとり、洗浄だけでなく消臭・除菌までできる食器洗い機専配成分配合。洗うたび、除菌もできます。
	New 8月自然切替 2929	消臭ジェル つめかえ用 420g CHARMYクリスタ	オーブンプライス	16	105 × 210 × 63 430g - × - × kg 360 × 230 × 217 7.4kg	4 703301 E1171E	●食器も庫内もすっきり清潔にします。 ●洗浄成分SASが油汚れに速く 効き、落としきれなかった「ニオイ汚れの襲」まではがしとり、 庫内をスッキリ消臭します。 ・ダブル酵素配合で、ごはん・卵
	8月自然切替 2003	消臭ジェル つめかえ用 大型サイズ 840g	オープンプライス	8	85 × 213 × 69 894g - × - × kg 288 × 233 × 182 7.5kg ルックキッチンヨウアルコール		などのこなりつき汚れもしっかり落とします。 ●消泉成分リナロール配合。 ●清潔感のあるシトラスハーブの 香りです。 キッチン周りを簡単除菌。
除菌剤		ルックキッチン用 アルコール除菌スプレー 本体 300ml ルックキッチン用	オーブンプライス	12	$101 \times 180 \times 57$ 345g $- \times - \times kg$ $328 \times 203 \times 243$ 4.5kg $101 \times 180 \times 57$ 345g $101 \times 180 \times 57$ 345g $101 \times 180 \times 57$ 345g	4 903301 169116 24903301169110	「ふきんのニオイ」も防ぐアルコール除菌剤 ●アルコールの働きで包丁やまな板などの調理器具や、冷蔵庫や食卓などのキッチン周りを手軽に除菌できます。
削	70.5-1 70.5-1 70.5-1 70.5-1 70.5-1 70.5-1	ルックキッチン用 アルコール除菌スプレー つけかえ用 300ml	オーブンプライス	12	101 × 144 × 57 316g - × - × kg 323 × 167 × 243 4.2kg	4 /03301 10/130	●ふきんのイヤなニオイの発生 も防ぎます。 ●食品成分だけで作られている ので、食器にかかっても安心。 生ゴミ臭をサッと消臭。抗
生ゴミ消臭剤		上がウキッチン用 生ゴミ消臭 & 防臭スプレー 300ml	オープンプライス	12	101 × 180 × 57 353g 		蘭作用で二オイの発生も 防ぐ生ゴミ消臭・防臭剤 ●肉や魚、野菜クズなどの気になる生ゴミ臭を、すばやく消臭。 ●抗菌成分が雑菌の繁殖を抑えるので、ゴミの腐敗による悪臭
臭剤	117 117 118 118 2						の発生を防ぎます。 ●ゴミ箱はもちろん、排水口や三角コーナーなど、ニオイの気になる場所に手軽に使えます。●爽やかなミントの香り。

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	個入数 (コ·本)	POSレジ略称 個芸サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内芸サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	神野れていまと語かが	レンジまわりのルック 本体 400ml	オープンプライス	12	レンシ・ルック SP 100×223×55 480g 	4 903301 142065	しつこい油汚れをすばやくラクに落とすレンジまわり用強力洗剤 ●「W洗浄メカニズム」で、しつごい油汚れをすばやく溶かして落とします。 ●ベタベタ汚れを溶剤成分が溶解。 ●横に広がる「ワイドな泡」と、狙った所
		レンジまわりのルック つめかえ用 350ml	オープンプライス	24	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		に集中する「せまい泡」が、切り替えられて便利です。 ●油汚れのニオイもすっきり、オレンジミントの香りです(オレンジオイル配合)。 ●弱アルカリ性なのでフツ素コートやガラスプレート材質にも安心して使えます。
		おふろのルック 本体 400ml	オープンプライス	12	オフロルツクSP 100×233×55 487g -×-×		すすぎクイック成分を配合。 汚れをスッキリ落とし、 泡ぎれも速い浴室用洗剤 ●泡がワイドに広がるから、少 ないスプレー回数でヌルつ き、ザラつきをスッキリ落と
	ROOM STATE OF THE	おふろのルック つめかえ用 350ml	オープンプライス	24			します。 ● すすぎクイック成分を配合。 すすぎの時に、シャワーをかけると排水口のまわりに泡が溜まらずサッとすすげます。
							 ●だから、すすぎの水約30%※の節水にもつながり、時間も水も、手早くムダなくお掃除できます。 ●すっきりオレンジの香りで、爽やかな洗い上がりです。 ●除菌も消臭もできます。(す)
生							での一般を保護するわけではありません) ※当社従来品との比較
住居用洗剤(し		おふろのルック みがき洗い 400g	オープンプライス	24		4 903301 669111 24903301669115	ガンコな水アカ・黒ズミを スッキリ落とす! ●落としにくい浴室や洗面台ま わりの「水アカ」をスッキリ落 として、ビカビカにします。 ●プラスチック浴槽の「黒ズミ」
ンジまわり用							もスッキリ。 ●材質に傷がつきにくい「超ミクロ粒子」の研磨成分を配合。 ●さわやかなシトラスハーブの香りです。
用・おふろ用	New 9月発売	ルックプラス バスタブ クレンジング クリアシトラスの香り 本体 500ml	オープンプライス	12	ハ' スクレンシ' ンク' C	4 903301 256380 14903301256387	浴槽全体にシューーーッと ミストを吹きかけ、60秒後に シャワーで流すだけで、治槽を こすらずに洗える新方式のお ふろ用洗剤 ●1ブッシュで従来品の2倍量の洗
用・トイレ用)	A South	ルックプラス バスタブ クレンジング クリアシトラスの香り つめかえ用 450ml	オープンプライス	20	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 903301 256397 14903301256394	剤をミスト状に吹きつけられる 新スプレーを採用。窓をスライド させながらゆっくりスプレーす れば、1回で約1mもの範囲にミ ストをかけられるので、簡単に治 槽全体に洗剤をかけられる。 ●泡ではなく青色のミストなので
<u></u>	1737)	ルックプラス バスタブ クレンジング フローラルソープの香り 本体 500ml	オープンプライス	12	ハ・スクレンシ・ンク・S 116×228×75 605g -×-×	4 903301 256427 14903301256424	ムラなく濡れ広がりやすく、かけたところが分かりやすい。 ● 浴槽にザラザラ汚れがこびりつく原因だったカルシウムを取り除いて汚れを浮かせる新洗浄メカニズムを採用。洗剤をかけて60秒後にすすぐだけで汚れを流
		ルックプラス バスタブ クレンジング フローラルソープの香り つめかえ用 450ml	オープンプライス	20	ハ' スクレンシ' ンク' Sカエ 130×237×70 470g -×-×	4 903301 256434 14903301256431	し剥がせる。 ● すっきりとしたクリアシトラスの香り、華やかなフローラルソーブの香りの2種類をラインナップ。
		トイレのルック 除菌消臭EX 本体 450ml	オープンプライス	24	トイレノルック 85×235×54 508g -×-× kg 357×257×340 13.0kg	4 903301 163329 44903301163327	トロ~リ濃い液が、ふちウラの奥まで届いて密着洗浄!気になるふちウラの気になるふちウトイレ用洗浄剤 ・ ふちウラの頑固な汚れ「尿石
	No.1	トイレのルック 除菌消臭EX つめかえ用 350ml	オープンプライス	24	トイレルックカエ 120×230×57 363g -×-×	4 903301 163336 34903301 163337	を溶かして落とせる酸性タイプ。 ■ 重れ落ちにくい「濃い液」が、便器全体にムラ無く広がりビッタリ密着します。 ■ ロングネックボトルと横向
							きノブルで、ふちウラの奥までしっかり液がかけられます。 ●フレッシュハーブの香りで、イヤなニオイもすっきり消臭。
0							●除菌もできます。●塩素ガスの発生を抑える酸なので「混ぜるな危険」表示がなく、安心して使えます。

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (二)(税抜)	個入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
	RIVER RIVERS OF THE PARTY OF TH	ルックブラス まめピカ トイレのふき取り クリーナー 本体 210ml ルックブラス まめピカ トイレのふき取り クリーナー つめかえ用 190ml	オーブンブライスオーブンブライス	18	$ \begin{array}{c cccccccccccccccccccccccccccccccc$	4935 5215 80000049355211 4 903301 118336 64903301118338	トイレットペーパーがボロボロにならない毎日のサッとひと拭きに使いやすいトイレのふき取りクリーナー 「ボロボロ防止成分が、一が、一が、一が、一が、一が、一が、一が、一が、一が、一が、一が、一が、一が
佳	版八名本: 「以入る本: 「以入るる: 「以入る。 「し、 「し、 「し、 「し、 「し、 「し、 「し、 「し、	ルックプラス まめピカ 抗菌プラス トイレのふき取りクリーナー 本体 210ml ルックプラス まめピカ 抗菌プラス トイレのふき取りクリーナー つめかえ用 190ml	オーブン ブライス オーブン ブライス	18	マメヒ [*] カ コウキン 78×176× 51 255g -×-×	64903301194196	(まめビカ) ●フレッシュアップルの香りで、 爽やかでフルーティーな楽しさ が広がります。 (まめビカ抗菌プラス) ●「抗菌成分」配合。「サッとひと拭 き」するだけで、ニオイ菌まで抑 えます。 ●スッキリ爽やかなクリアミント の香り。
住居用洗剤(トイレ用・パイプクリー		ルックプラス 清潔リセット 排水口まるごとクリーナー キッチン用 40g×2包	オーブンブライス	48	セイクツリセット 95×170×25 100g 	4 903301 269458 14903301269455	スティック1本、水をかけけるだけ。手間なく簡単に排水口の汚れをまるごとり用排水口クリーナー・粉ンまを入れれるだけで、泡がゴミみ込むから、あとは30分以でも30人とさわらずまるごとだけで、このでは次にでありまでので、一月に使えば20間で、だから2週に1度で約2世間でありでであったが続きます。・99.9%除菌。
ナー)	が で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	ルック 濃効パイプマン 450ml	オープンプライス	24	ルックノウコウPマン 85×235×54 535g -×-×	4 903301 129950 24903301129954	●高い消臭効果。 濃効だから、少ない量でも 汚れを溶かす! ●汚れ溶解成分を高濃度配合 したジェルだから、今までの 半分の量で頑固なつまや。 メり汚れをしつかり落とします。 (「ルッグパイプマンスムースジェルとの比較) ・ロングネックと横向きノス ルのボトルだから、気になる 汚れに直接狙ってかけられ、 スッキリ落とせます。かけた ところが分りやすい黄色の 液色です。
		ルック パイプマン スムースジェル 1,000ml	オーブンブライス	12	ルックハ [*] イフ [*] S G 115×232× 74 1,130g -×-× kg 357×254×308 14.1kg	4 903301 326458 24903301326452	つまり・二才イを解消! 浴室、お台所、洗面台に (スムースジェル〉 ●パイプの悪臭の原因はパイプ内壁のヌメリ。スムースジェルがパイプの内壁である。 エルがパイプの方も、たまから、パイプの汚れ、ニオイも スッキリップ(たまり水)にたま のトラップ(たまり水)にたまかします。

パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	梱入数 (コ・本)	POSレジ略称 個表サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外表サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
Ag (2019)	ルックブラス おふろの 防カビくん煙剤 1コ	オープンプライス	30	ホ・ウカヒ・		銀イオンの煙で黒カビ原 因菌を除菌し、浴室のカビ 発生を防ぐ ●除菌成分「銀イオン」の煙が、浴 室全体の黒カビの原因菌をすみ ずみまで除菌します。
William Control of the Control of th	ルックプラス おふろの 防カビくん煙剤 3コ	オープンプライス	10	ホ* ウカヒ* 3 P 246× 88× 82 460g 		●使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使った面倒な掃除の回数や負担が軽くなります。 ●2ヶ月に1回の定期的な使用によって銀イオンの防カビ効果が
AG CONTROL BACKER						高まり、カビ取り剤を使わなく ても、普段の掃除だけでキレイ が続きます。 (せつけんの香り) ●使用直後は、やさしいせっけん の香りがほのかに香ります。換
Ag	ルックプラス おふろの 防カビくん煙剤 せっけんの香り	オープンプライス	30	ホ'ウカヒ'セッケン 85×120×85 167g 		気後はすみやかに香りが弱まり、いつまでも残りません。 (消臭ミントの香り) ●スッキリしたミントの香りで、 使用後は気になるカビのニオイ がなくなります。
TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE	ルックプラス おふろの 防カビくん煙剤 せっけんの香り	オープンプライス	10	ホ' ウカヒ' セッケン3 P 246× 88× 82 460g 	4 903301 221043	
Ag DECEMBER OF THE AGE				423 × 203 × 201	04905301221045	
Ag	ルックプラス おふろの 防カビくん煙剤 消臭ミントの香り	オーブンプライス	30	$-\times-\times-$ -kg		
	ルックプラス おふろの 防カビくん煙剤 消臭ミントの香り	オープンプライス	10	ホ' ウカヒ' ミント3 P	4 903301 234999	
Ag Shriyaur				425 × 205 × 201 3.0kg	44903301234997	
	Ag Company Com	ルックブラス おかり アラス おかり アラス おかり アラス おかり アラス おかり アラス かり アラス	パッケージ 商品名・容量 小馬価格 (口機物) ルックブラス おふかどくん煙剤 ココ ルックブラス おふかどくん煙剤 ココ ルックブラス おふかどけんの香的 ココ ルックブラス おらかけけんの香り ココ ルックブラス おらかけけんの香り ココ ルックブラス おらかけけんの香り ココ ルックブラス おらかけいんの香り ココ ルックブラス おらかじょう アライス カシン・アライス 前見コ ルックのん (た) アライス カシカビシ カライス カシカビシ カライス カシカビシー カラス アライス カシカビシー カラス アライス カシカビシー カーブン ブライス カシカビシー カーブン ブライス カックブの カーブン ブライス カシカビシー カーブン ブライス カックブラス カックブライス ブライス ブライス	10 10 10 10 10 10 10 10	おいっと	ボーウカヒ 10 10 10 10 10 10 10 1

	パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (コ)(税抜)	梱入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×奥行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
		リード ヘルシークッキング ペーパー スマートタイプ フック仕様 36枚	オープンプライス	24	U - F P S M F 190 × 93 × 79 47g - × - × kg 400 × 320 × 326 1.6kg		
		リード ヘルシークッキング ペーパー スモール 36枚	オープンプライス	24	U - F P S		までとれる落としぶた・ビタミン キーブのレンジで温野菜」等の8 つのヘルシーテクニックで、料 理に幅広く活躍します。 (スマートタイプ) ●片手でも1枚ずつサッと取り出
	Bases and the same of the same	リード ヘルシークッキング ベーバー レギュラー 40枚	オーブンプライス	15	U-F* PR 248 × 110 × 110 165g - × - × kg 575 × 272 × 348 3.1kg		しやすく、少量調理やお弁当作りのちょこっと調理に無駄なく使えます。 コンパクトサイズで置き場所をとらず収納にも便利です。 サイドネット等に展開しやすい
	87077=175 (1)	リード ヘルシークッキング ペーパー ダブル 76枚	オーブンプライス	6	U - F P W 214 × 240 × 107 226g - × - × kg 450 × 265 × 341 1.9kg		フック穴付き。 (スモール・レギュラー・ダブル) ●抜群の吸収力で1枚で余分な油 140kcal※のカロリーカットが できます。 ※鶏のから捌げ320g(約2人分)の
調理							場合 ●天然素材の厚手で丈夫なベーバーで、油・水・熱にも強く安心して使えます。電子レンジ調理もOK。
調理関連品(調理		リード ヘルシークッキング シート 小 22cm×5m	オーブンプライス	30	リート・CシートS 229 × 39 × 39 67g - × - × kg 260 × 255 × 218 2.3kg		ノンオイルでも料理やお菓子 がこびりつかない、「つるつる シート」、1cmのチェック柄で、 サイズ合わせに便利 ●オーブンや電子レンジなどの加 熱料理に、スルッとはがれてきれ
(調理用品)	To the state of th	リード ヘルシークッキング シート 大 30cm×5m	オープンプライス	30	リート・CシートL 310×39×39 89g -×-×		いに仕上がります。 ●1cmのチェック柄つき。使いたいサイズにカットしやすく、生地などの大きさをそろえるのに便利。 ●巻きグセがとれやすく、天板や型にフィットします。
	1031 204799=h						油や汁を通さず、後かたづけが簡単です。蒸し料理や落としぶたとしても使えます。
		リード アクも油もとるシート 中 12枚	オーブンプライス	24	リート' アクチュウ 93×213×31 54g -×-×	4 905501 075017	シートをのせておくだけ。「ア ク」と「余分な油」をスッキリ とってカロリーおさえ、落と しぶた効果で煮物・煮込み料 理をおいしく仕上げるシート
	少:5 アクs油e とるシート とるシート	リード アクも油もとるシート 大 12枚	オープンプライス	24	リート' アクタ' イ 140 × 180 × 44	4 903301 093626	●スリットパターン採用。鍋フチにたまりやすいアクや油をシートの両面で効率的に吸着します。 ●煮汁や食品にフィットしやすい菜らか素材だから「落としぶた効果」を発揮。早く味がしみこみ、煮くずれを防ぎます。
					300 × 230 × 230 × 2.4Kg	34903301093027	●アクや油だけを吸着するから煮 汁が減りにくく、一度とったアク や油は難しません。 ●耐熱性に優れるので、圧力鍋に も使えます。(圧力式炊飯器では 使わないでください)

		パッケージ	商品名・容量	(希望) 小売価格 (二)(税抜)	個入数 (コ·本)	POSレジ略称 個装サイズ(巾×裏さ×臭行き)mm・重量 内装サイズ(巾×高さ×臭行き)mm・重量 外装サイズ(巾×高さ×臭行き)mm・重量	JANコード ITFコード(内装) ITFコード(外装)	商品特長
			リード 冷凍も冷蔵も 新鮮保存バッグ S 25枚	オープンプライス	24	$ y - k \pi y y s $ $170 \times 60 \times 60$ 129g $- \times - x - k $ $382 \times 194 \times 262$ 3.5kg	4 903301 261032 14903301261039	抗菌加工フィルムを採用した、 冷凍・冷蔵兼用のジッパー付き バッグ ●常温・冷蔵・冷凍保存から電子レ ンジ解凍まで使え、面倒な使い
	周里男車品		リード 冷凍も冷蔵も 新鮮保存バッグ M	オープンプライス	24	リート・ ホソ・ンM 188× 60× 60 152g 	4 903301261049	分けの手間を省きます。 ●厚手で丈夫な「抗菌加エフィルム」採用。良材の保存や下ごしらえなどにも清潔に使えます。 ※食品の防腐・防カビ効果などが得られるものではありません。
		Manual Control	20枚 リード 冷凍も冷蔵も 新鮮保存バッグ	オーブンブライス	24	$382 \times 212 \times 262$ 4.1kg $y - h^* \pi y^* y L$ $278 \times 60 \times 60$ 214g $- \times - \times - kg$	14903301261046 4 903301 261056	●「ガイドライン付きダブルジッ パー」なので、密閉性が高く、食 材を乾燥や冷凍やけ、二オイ移 りなどから守ります。冷蔵時に は野菜の鮮度を保持し、冷凍時
	(食品保存用品)	O-F	14枚 リード 冷凍も冷蔵も 新鮮保存バッグ	オープン	24	$382 \times 302 \times 262$ 5.7kg y - h' + y' + y + L + L $290 \times 60 \times 60$ 204g	14903301261053 4 903301 261063	には乾燥や冷凍やけを防ぎます。 ●LLも加わった4サイズ(S、M、L、 LL)の品揃え。食材や用途にびったりの「サイズ」から選べます。
)	が が は に は に に に に に に に に に に に に に	10枚	プライス		$ \begin{array}{ccc} - \times - \times - & - \text{kg} \\ 382 \times 314 \times 262 & 5.4 \text{kg} \end{array} $	14903301261060	S:縦140mm×横160mm M:縦206mm×横178mm L:縦284mm×横268mm LL:縦380mm×横280mm (縦寸はジッパー部より下の長さ)
	用 用		リード プチ圧力調理バッグ	オーブンプライス	24	リート・チョウリハ・ツク・ 75×217× 40 59g 	4 903301 269489	材料と調味料をバッグに 入れてチンするだけ。 保存もできる調理バッグ ●材料と調味料をバッグに入れ
	周理関連品(FED READ	5枚			346 × 245 × 247 1.7kg	14903301269486	て電子レンジ加熱するだけで、プチ圧力効果でじっくり煮込んだようにおいしく仕上がり、1~2人分のおかずが簡単につくれる。 ●食材を入れた段階でそのまま
	(調理・食品に							冷凍、冷蔵保存もできるので、 準備しておけば、忙しいとき でも手作り、できたてが簡単 に出せる。 ●鍋、フライバン不要で後片付 けラクラク。
	食品保存用品)							●レンジ加熱も、冷凍保存もできる、高い耐熱性と耐冷性を備えた調理バッグ。使い切りタイプ。
4								





〒130-8644 東京都墨田区本所 1-3-7 **55**.0120-556-913(お客様センター)

札幌オフィス 〒060-0001 札幌市中央区北一条西 7-1-1 CARP 札幌ビル 3F TEL.(011)207-7777

仙 台 オ フィス 〒980-0811 仙台市青葉区一番町 3-3-20 東日本不動産仙台一番町ビル 8F TEL.(022)711-4875

東京オフィス 〒130-8544 東京都墨田区横網 1-2-22 TEL.(03)3621-6793 名古屋オフィス 〒460-0003 名古屋市中区錦 2-3-4 名古屋錦フロントタワー 10F TEL.(052)220-6220

大阪オフィス 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3-6-1 本町南ガーデンシティ5F・6F TEL.(06)7739-8450

福岡オフィス 〒814-0001 福岡市早良区百道浜 2-3-8 RKB 放送会館 5F TEL.(092)852-5800





